



C A T A L O G U E P R O D U I T S

2 0 2 6

S O I N P R O F E S S I O N N E L D E L A P E A U

Tanura,
c'est le lever
du soleil



À propos de Tanura

Tanura est née en 2019 comme marque dermocosmétique de Norm Bitkisel. Son nom vient du lever du soleil : l'instant où la peau commence une nouvelle journée.

Depuis 2005, Norm Bitkisel fabrique ses propres marques et suit, dès l'origine, un seul principe : ne fabriquer et ne proposer aucun produit que nous ne pourrions pas utiliser nous-mêmes. Les formules Tanura sont développées avec rigueur, de l'idée à la fabrication, sur le site de production de Sultanbeyli (Istanbul), qui abrite son centre de R&D.

Ce catalogue présente pas à pas le système numéroté de Tanura : les six étapes appliquées en cabine par l'esthéticienne, les protocoles experts qui approfondissent le soin et les produits à domicile qui l'intègrent à la routine quotidienne.

2005

NORM BITKISEL

2019

TANURA

7 000 m²

R&D ET PRODUCTION

158

PRODUITS

44

PROTOCOLES DE SOIN



Une marque Norm Bitkisel

Sommaire

Sur l'emballage, le premier chiffre est l'étape du catalogue. D'abord en cabine, puis les protocoles experts, puis à domicile.

En cabine			Six étapes numérotées
1	Nettoyage	Nettoyant adapté à la peau, à la main ou à la brosse rotative.	10
2	Peeling	La couche de cellules mortes est retirée.	14
3	Tonique	Après la vapeur et l'extraction des comédons.	16
4	Sérum	Crème porteuse et ampoule choisie selon l'objectif.	18
5	Masque	Selon le type de peau et l'objectif, 15–20 minutes.	22
6	Hydratation	Hydratant, puis protection solaire.	26
60	Protocole de soin classique	Dix étapes, 60 minutes ; les produits numérotés en couvrent six.	28


II Protocoles experts

Pour approfondir la séance

 C4 Black Peel	32
 Enzyme Therapy	36
 Peeling chimique et correcteur	38
 Masques peel-off	42
 CO ₂ Skin Care	44
 Solutions GSIS	46
 Ice Clay Body Set	48
 Soins du corps et massage	50

III À domicile

Le soin au quotidien

 Exovance	54
 Gamme Skin Comfort	56
 Gamme Anti Oil	58
 Gamme Anti Sensitivity	60
 Hyper Melanose · Special Feminage	62
 Sérums correcteurs	64
 Crèmes correctrices	68
 Soin des yeux	70
 Protection solaire et BB crèmes	72
 Soins du corps	74
 Série de soins spéciaux	76
 Soin des pieds	78
 Soin capillaire	80
 Compléments alimentaires	81

ACCÈS RAPIDE

Comment lire les numéros	6	Protocole de soin classique	28	Produits par besoin	82
Plan des séances	84	Questions fréquentes	85	Index des produits	86
Mentions légales et contact	90				



1er chiffre · étape

Ordre dans le protocole : 1 nettoyage, 2 peeling, 3 tonique, 4 sérum, 5 masque, 6 hydratation.

2e chiffre · variante

La variante de l'étape selon la peau. Le type de peau figure juste au-dessus du chiffre.

Le système de soin Tanura

Chaque produit de la gamme professionnelle porte un numéro qui indique l'ordre d'application. Le premier chiffre désigne l'étape, le second la variante selon le type de peau. Le numéro inscrit sur l'emballage correspond à sa place dans le protocole.

1 ^{ER} CHIFFRE · ÉTAPE	1	2 ^E CHIFFRE · PRODUIT	2	3	4	5
1	Nettoyage	1 1 Facial Cleansing Milk Sec · Normal	1 2 Facial Cleansing Milk Gras · Mixte	1 3 Facial Cleansing Gel Toutes peaux	1 4 BHA Cleanser Gel Mixte · Gras	1 5 Herbal Cleansing Milk Sec · Sensible · Normal
2	Peeling	2 1 Soft Peeling Toutes peaux	2 2 Peeling Scrub Normal · Mixte	2 3 Gel Peeling Toutes peaux		
3	Tonique	3 1 Facial Tonic Sec · Normal	3 2 Facial Tonic Gras · Mixte			
4	Sérum	4 1 Serum Base Cream Toutes peaux				
5	Masque	5 1 Hydro Boost Mask Sec · Normal · Mixte	5 2 Stabilizer Mask Gras · Mixte	5-3 · plus fabriqué	5 4 Deep Purifying Mask Toutes peaux	5 5 Sensitive Skin Mask Sec · Sensible
6	Hydratation	6 1 Moisturizer Facial Cream Sec · Normal	6 2 Moisturizer Facial Cream Gras · Mixte			

En bref. -1 pour les peaux sèches et normales, -2 pour les peaux grasses et mixtes, -5 pour les peaux sensibles.

À l'étape 4, l'une des sept ampoules de sérum est ajoutée à la crème porteuse ; les ampoules ne portent pas de numéro. Le masque 5-3 n'est plus fabriqué.



PARTIE I

En cabine

La gamme cabine compte six étapes, appliquées par l'esthéticienne. Le premier chiffre de l'emballage indique l'étape, le second la variante selon la peau.





ÉTAPE 1

1

Nettoyage

La séance commence par un nettoyant adapté au type de peau. Il s'applique à la main ou à la brosse rotative et se rince à l'eau.







Gel
Légèrement moussant,
végétal

Lait
Crémeux, non desséchant

Mousse
Se forme sur peau humide



Facial Cleansing Milk

Lait nettoyant visage

Un même lait, deux peaux : 1-1 pour peaux sèches et normales, 1-2 pour peaux grasses et mixtes.

1 1

SEC · NORMAL

Retire en douceur sébum, impuretés et résidus de maquillage ; un nettoyage doux qui préserve l'équilibre du pH.

ACTIFS CLÉS Squalène

750 ml

En cabine

pH 5,8

Code **TNR001** · EAN 8680419060851

UTILISATION

Appliquer sur peau humide, à la main ou à la brosse rotative ; rincer à l'eau.

1 2

GRAS · MIXTE

Peaux mixtes et grasses : retire le sébum et les résidus en surface ; laisse une sensation de fraîcheur.

ACTIFS CLÉS Huile de camomille, vitamine E

750 ml

En cabine

pH 7,2

Code **TNR002** · EAN 8680419061162

1 3

Facial Cleansing Gel

Gel nettoyant visage

750 ml

Toutes peaux

pH 5,8

Nettoyant végétal légèrement moussant ; retire sébum, impuretés et résidus de maquillage sans perturber l'équilibre hydrique.

UTILISATION

Appliquer sur peau humide, à la main ou à la brosse rotative ; rincer à l'eau.

ACTIFS CLÉS

Extraits de camomille, de millepertuis et de calendula

Code **TNR003** · EAN 8680419061223

1 4

BHA Cleanser Gel

Gel nettoyant aux acides

500 ml

Mixte · Gras

pH 4,2

Gel aux acides salicylique, glycolique et lactique ; nettoie en profondeur et retire la couche de cellules mortes en surface.

UTILISATION

Masser sur peau sèche ou humide, hors contour des yeux ; rincer à l'eau.

ACTIFS CLÉS

Acide salicylique, acide glycolique, acide lactique, hamamélis, huile d'arbre à thé

Code **TNR160** · EAN 8684215701482

1 5

Herbal Cleansing Milk

Lait nettoyant visage végétal

500 ml

Sec · Sensible · Normal

pH 5,8

Aux extraits de plantes : nettoie et apaise en douceur, sans dessécher la peau.

UTILISATION

Appliquer sur peau sèche ou humide ; rincer à l'eau.

ACTIFS CLÉS

Bêta-glucane, calendula, huile de lavande, arnica, immortelle

Code **TNR188** · EAN 8684215700027



2

ÉTAPE 2

Peeling

Adapté au type de peau, le peeling retire la couche de cellules mortes en surface et prépare la peau aux étapes suivantes.

CRÈME GOMMANTE

2 1

Soft Peeling

Crème gommante

500 ml

Toutes peaux

pH 4,8

Crème gommante qui se retire en frottant à mesure qu'elle sèche ; emporte impuretés et cellules mortes, laisse une peau lisse.

UTILISATION

Appliquer en couche fine, laisser sécher 5–10 minutes ; retirer en frottant, puis rincer à l'eau.

ACTIFS CLÉS

Kaolin, vitamine E, amidon de tapioca

Code **TNR004** · EAN 8680419061254

GRAINS

2 2

Peeling Scrub

Peeling à grains

500 ml

Normal · Mixte

pH 6,1

Ses grains de noyau d'abricot retirent la couche de cellules mortes ; pour un aspect lumineux et lisse.

UTILISATION

Masser en mouvements circulaires sur peau humide ; rincer à l'eau.

ACTIFS CLÉS

Poudre de noyau d'abricot, allantoin, panthénol, vitamine E

Code **TNR005** · EAN 8680419061261

GEL

2 3

Gel Peeling

Peeling gel

500 ml

Toutes peaux

pH 2,07

Gel qui forme des particules blanches au frottement ; recueille en douceur la couche de cellules mortes.

UTILISATION

Appliquer, puis frotter jusqu'à ce que des particules blanches se forment ; rincer à l'eau.

ACTIFS CLÉS

Panthénol, extrait de son de riz

Code **TNR006** · EAN 8680419061278



SANS VAPEUR

Pore Cleaner Mask

Masque poudre nettoyant les pores

165 g

Normal · Mixte · Gras

pH 7,9

Avant le soin, assouplir les pores et facilite l'extraction des comédons.

UTILISATION

Mettre 1,5 mesure (3 g) de poudre dans un bol, ajouter 2 mesures (8 ml) d'eau, mélanger au pinceau et appliquer. Rincer à l'eau après 10–12 minutes.

Code **TNR280** · EAN 8684215702007

3



3

ÉTAPE 3

Tonique

Après la vapeur, l'extraction des comédons et la haute fréquence, le tonique s'applique et prépare la peau à l'étape du sérum.

1

Vapeur

Appliquez la vapeur pendant une durée adaptée au type de peau.

2

Extraction des comédons

Procédez à l'extraction à la main.

3

Haute fréquence

Appliquez brièvement l'appareil à haute fréquence.

3



Facial Tonic

Tonique visage sans alcool

Deux toniques sans alcool : 3-1 pour peaux sèches et normales, 3-2 pour peaux grasses et mixtes.

3

1

SEC · NORMAL

Hydrate et apaise ; aide les pores à paraître plus resserrés.

ACTIFS CLÉS Niacinamide, préle, allantoiné, PCA de sodium, aloe vera

750 ml

En cabine

pH 4,5

Code **TNR007** · EAN 8680419061292

3

2

GRAS · MIXTE

Peaux mixtes et grasses : rafraîchit la peau et aide les pores à paraître plus resserrés.

ACTIFS CLÉS Hamamélis, niacinamide, allantoiné, PCA de sodium, aloe vera

750 ml

En cabine

pH 5,1

Code **TNR008** · EAN 8680419061308

UTILISATION

Pulvériser sur le visage avec l'appareil spray VAC, ou verser quelques gouttes sur un coton et appliquer sur la peau.



4

ÉTAPE 4

Sérum

Crème porteuse et ampoule de sérum agissent ensemble : l'ampoule, choisie selon l'objectif, s'applique mélangée au masque crème.



4 1

Serum Base Cream

Masque crème porteur

500 ml

Toutes peaux

pH 6,03

Masque crème qui véhicule l'ampoule de sérum ajoutée ; apaise et reconforte la peau.

UTILISATION

Ajouter à un peu de crème l'ampoule adaptée à l'objectif et mélanger. Appliquer en couche fine, laisser poser 5-10 minutes puis faire pénétrer. Ne pas rincer.

ACTIFS CLÉS

Camomille, calendula, niacinamide

Code **TNR009** · EAN 8680419061346

Crème porteuse et ampoule

01

Prendre

Déposez un peu de 4-1 Serum Base Cream dans un bol.

02

Choisir

Ouvrez l'ampoule adaptée à l'objectif et videz-la sur la crème.

03

Mélanger

Travaillez le mélange à la spatule jusqu'à une texture lisse.

04

Appliquer

Étalez le mélange en couche fine, laissez poser 5-10 minutes, faites-le pénétrer et laissez-le sur la peau.

Sérums en ampoules

2 ml chacune, 50 par boîte. Elles s'appliquent à l'appareil d'ionophorèse ou à la main, et aussi avec la crème porteuse.



Multi Function Serum

Ampoule multi-actions

Toutes peaux

pH 7.12

Soin multi-actions, pour un teint plus uniforme et une sensation d'élasticité.

ACTIFS CLÉS

Collagène, acide hyaluronique, niacinamide, alpha-arbutine, dérivé de vitamine C, extrait de caviar, peptide

Code **TNR230** · EAN 8682530269489

Energizing Serum

Ampoule à la vitamine C

Toutes peaux

pH 5.15

Dérivé antioxydant de vitamine C : la peau paraît éclatante et plus uniforme.

ACTIFS CLÉS

Acide éthyl ascorbique (dérivé de vitamine C), niacinamide

Code **TNR231** · EAN 8682530269441

Sebum Balance Serum

Ampoule sébo-équilibrante

Gras · Mixte

pH 5.5

Soutient l'équilibre du sébum des peaux grasses et mixtes ; aide les pores à paraître moins visibles.

ACTIFS CLÉS

PCA de zinc, niacinamide, feuille d'olivier, marron d'Inde, eau de mer

Code **TNR232** · EAN 8682530269496



Calming Effect Serum

Ampoule apaisante

Sec · Sensible

pH 6

Apaise les sensations de rougeur et de tiraillement des peaux sensibles ; soutient la barrière cutanée et hydrate.

ACTIFS CLÉS

Inuline prébiotique, centella asiatica, calendula, alpha-bisabolol, Soothex®

Code **TNR233** · EAN 8682530269458

Hydra Effect Serum

Ampoule hydratante

Toutes peaux

pH 6,2

Soutient la capacité de la peau à retenir l'eau ; lui donne un aspect plus repulpé.

ACTIFS CLÉS

Acide hyaluronique, PCA de sodium, panthénol

Code **TNR234** · EAN 8682530269465

Radiance Serum

Ampoule éclat

Toutes peaux

pH 5,7

Illumine la peau et aide les taches à paraître moins visibles.

ACTIFS CLÉS

Alpha-arbutine, niacinamide

Code **TNR235** · EAN 8682530269472

Pure Collagen Serum

Ampoule au collagène

Toutes peaux

pH 6,7

Soutient la sensation d'élasticité et de fermeté ; une peau d'aspect plus repulpé.

ACTIFS CLÉS

Collagène, PCA de sodium, panthénol

Code **TNR236** · EAN 8682530269502

5

ÉTAPE 5

Masque

Le masque se choisit selon le type de peau et l'objectif ; la plupart se posent 15–20 minutes.

5







5 1

Hydro Boost Mask

Masque hydratant

250 ml

Sec · Normal · Mixte

pH 6

Hydrate, nourrit et revitalise. Nouvelle formule.

UTILISATION

Couche fine, 15–20 minutes. Rincer ou laisser pénétrer, au choix.

ACTIFS CLÉS

Huile de bourrache, huile de jojoba, vitamine B5, hyaluronate de sodium

Code **TNR347**

5 2

Stabilizer Mask

Masque équilibrant eau-sébum

500 ml

Gras · Mixte

pH 4,9

Soutient l'équilibre eau-sébum et purifie ; aide les pores à paraître plus resserrés.

UTILISATION

Couche fine sur peau propre, 15–20 minutes ; rincer à l'eau.

ACTIFS CLÉS

Kaolin, extrait de camomille, huile d'eucalyptus

Code **TNR011** · EAN 8680419061360

5 4

Deep Purifying Mask

Masque purifiant à l'argile

250 ml

Toutes peaux

pH 8,5

À la bentonite et au soufre ; équilibre l'aspect gras et purifie la peau.

ACTIFS CLÉS

Bentonite, soufre, oxyde de zinc, niacinamide, huile d'arbre à thé

Code **TNR178** · EAN 8682530265788

5 5

Sensitive Skin Mask

Masque peaux sensibles

250 ml

Sec · Sensible

pH 4,3

Apaise les sensations de rougeur et d'irritation ; soutient la peau face aux agressions extérieures et à la perte en eau.

ACTIFS CLÉS

Glutathion, téprénone, centella asiatica, arnica, bêta-glucane

Code **TNR183** · EAN 8684127640992

Masques spéciaux

Mineral Magnetic Mask

Masque magnétique aux minéraux

150 g

pH 8.3

Nourrit la peau grâce aux minéraux et à des huiles riches en acides gras oméga. Se retire de la peau avec son aimant spécial.

ACTIFS CLÉS

Huile d'inca inchi, huile de bourrache, huile d'onagre, fer, zinc, magnésium

Code **TNR153** - EAN 8684215700133

1

Mélanger

Mélangez le masque à la spatule avant emploi.

2

Appliquer

Appliquez le masque en couche fine à la spatule et laissez poser 15–20 minutes.

3

Retirer

Entourez l'aimant spécial de film étirable et retirez le masque de la peau avec l'aimant.

4

Rincer

Rincez le reste à l'eau.

Oxygen Mask

Masque à l'oxygène

100 ml

Toutes peaux

pH 6.8

Au contact de la peau, se transforme en mousse riche en oxygène ; revitalise et nettoie en profondeur.

ACTIFS CLÉS

Collagène, acide hyaluronique

Code **TNR241** - EAN 8682530269397



5



6

ÉTAPE 6

Hydratation

Le soin se termine par l'hydratant, complété par la protection solaire.



Moisturizer Facial Cream

Crème hydratante visage

Hydratants cabine : 6-1 pour peaux sèches et normales, 6-2 pour peaux grasses et mixtes. Équivalents à domicile en tubes de 75 ml (p. 56).

6 1

SEC · NORMAL

Hydrate intensément et revitalise la peau grâce à son complexe d'acides aminés.

ACTIFS CLÉS Complexe d'acides aminés, beurre de karité, squalène, vitamine E

500 ml

En cabine

pH 5,88

Code **TNR013** - EAN 8680419061384

6 2

GRAS · MIXTE

Hydratation légère pour peaux grasses et mixtes ; équilibre la brillance et respecte le pH.

ACTIFS CLÉS Extrait de rose, calendula, allantoin, squalène

500 ml

En cabine

pH 6,4

Code **TNR014** - EAN 8680419061391

UTILISATION

Appliquer en quantité suffisante sur peau propre.



TOUT SOIN PROFESSIONNEL S'ACHÈVE PAR UNE PROTECTION SOLAIRE.

Very High Protection Sun Cream SPF 50+

Crème solaire haute protection

300 ml

Toutes peaux

pH 6,5

Haute protection grâce aux filtres UVA et UVB ; texture incolore et non grasse, sans trace blanche.

UTILISATION

Dernière étape du soin : 30 minutes avant l'exposition ; renouveler toutes les 2-3 heures et après transpiration.

ACTIFS CLÉS

Filtres UVA et UVB, vitamine E

Code **TNR283** - EAN 8684215702427

Protocole de soin classique

Le protocole de soin classique de Tanura compte dix étapes ; les produits numérotés en couvrent six. Il s'applique été comme hiver.

6

AVANT L'APPLICATION

— Réalisez une analyse de peau complète.

— Informez la cliente sur le soin et remplissez sa fiche cliente.

— Photographiez la zone de soin avant l'application.

— L'esthéticienne doit porter des gants.

— Le soin à domicile est important pour prolonger les résultats.

— Si possible, ne mouillez pas la peau avant le lendemain du soin.

01	Nettoyage Nettoyez la peau avec un nettoyant adapté à son type, à la main ou à la brosse rotative.	1-1 Facial Cleansing Milk Sec · Normal 1-2 Facial Cleansing Milk Gras · Mixte 1-3 Facial Cleansing Gel Toutes peaux 1-4 BHA Cleanser Gel Mixte · Gras 1-5 Herbal Cleansing Milk Sec · Sensible · Normal
02	Peeling Retirez la couche de cellules mortes avec un peeling adapté au type de peau.	2-1 Soft Peeling Toutes peaux 2-2 Peeling Scrub Normal · Mixte 2-3 Gel Peeling Toutes peaux Oxygen Mask
03	Vapeur Appliquez la vapeur pendant une durée adaptée au type de peau, ou utilisez à la place Pore Cleaner Mask.	Pore Cleaner Mask
04	Extraction des comédons Procédez à l'extraction à la main.	
05	Haute fréquence Appliquez l'appareil à haute fréquence.	

28 EN CABINE · PROTOCOLE DE SOIN CLASSIQUE

06	Tonique Appliquez le tonique avec l'appareil spray VAC ou au coton.	3-1 3-2	Facial Tonic Sec · Normal Facial Tonic Gras · Mixte
07	Sérum Mélangez la crème porteuse avec une ampoule adaptée à l'objectif et appliquez-la.	4-1	Serum Base Cream Toutes peaux Ampoule de sérum (au choix) Hydra Effect · Radiance · Energizing · Multi Function · Pure Collagen · Calming Effect · Sebum Balance
08	Masque Appliquez un masque adapté au type de peau et à l'objectif.	5-1 5-2 5-4 5-5	Hydro Boost Mask Sec · Normal · Mixte Stabilizer Mask Gras · Mixte Deep Purifying Mask Toutes peaux Sensitive Skin Mask Sec · Sensible Mineral Magnetic Mask
09	Hydratation Appliquez un hydratant adapté au type de peau.	6-1 6-2	Moisturizer Facial Cream Sec · Normal Moisturizer Facial Cream Gras · Mixte
10	Protection solaire Terminez chaque soin par une protection solaire.		Very High Protection Sun Cream SPF 50+ Sun Shield 50+ SPF Sun Cream

APRÈS LA SÉANCE

Les gammes à domicile reprennent les étapes de la cabine dans la routine quotidienne. Quelle gamme pour quelle peau : p. 52 et suivantes.

Source : protocoles recommandés Tanura. Tous les protocoles sur tanura.com.tr/fr/protokol.

Protocoles experts

À côté du soin classique, des systèmes conçus pour des objectifs précis : charbon, enzymes, acides et argile. L'esthéticienne applique chacun selon son propre protocole.



PROTOCOLES EXPERTS

C4 Black Peel

EXPERTS





C4 Black Peel Set

Coffret professionnel peeling au charbon

Toutes les étapes du système C4 dans un seul coffret : nettoyant, tonique, poudre peeling au charbon, ampoule de sérum, masques et hydratant.

Code **TNR269** · EAN 8684215701819

Un système de renouvellement à base de microcristaux de charbon actif et d'extraits de plantes. Il s'applique selon quatre protocoles.

C4 Derma Shot

Soin revitalisant : peaux d'aspect terne et fatigué, au teint irrégulier.

C4 Derma Middle

Aspect des ridules, des taches et des points noirs.

C4 Derma Peak

Grain de peau épais et pores apparents.

C4 Beauty Touch

Soin de finition nourrissant et revitalisant.

À SAVOIR AVANT L'APPLICATION

Ne pas appliquer pendant la grossesse ou l'allaitement, sur peau très sensible ni en cas d'allergie à l'un des composants. Une desquamation après la séance est une réaction attendue ; éviter soleil, sauna et baignade pendant quelques jours.

Protocole C4 Derma Shot



- 01

C4 Black Cleanser

Poudre nettoyante prébiotique

90 g pH 7.4

Nettoyant en poudre au charbon actif et à l'enzyme bromélaïne ; nettoie la peau en profondeur et la purifie.

UTILISATION

Mettre une demi-mesure (0,5 g) de poudre dans un bol, ajouter une mesure d'eau ; faire mousser au pinceau, appliquer, rincer à l'eau.

ACTIFS CLÉS

Charbon actif, bromélaïne, inuline, vitamine C, alpha-arbutine

Code **TNR271** · EAN 8684215701727
- 02

C4 Black Facial Toner

Tonique visage sans alcool

200 ml pH 4.5

Hydrate et apaise grâce à ses actifs végétaux ; prépare la peau à l'étape suivante.

UTILISATION

À l'étape du protocole, appliquer quelques gouttes sur un coton.

ACTIFS CLÉS

Niacinamide, allantoin, prêle, aloe vera

Code **TNR272** · EAN 8684215701789
- 03

C4 Black Carbon Peel Powder

Poudre peeling au charbon

75 g pH 5.5

Le cœur du système, aux microcristaux de charbon actif et aux extraits de plantes ; soutient le renouvellement de la peau pour un aspect plus lisse et lumineux.

UTILISATION

Selon le protocole, mettre 1, 2 ou 3 g de poudre dans un bol et ajouter C4 Black Facial Toner ; appliquer au pinceau, masser, puis couvrir du masque papier pendant 15 minutes.

ACTIFS CLÉS

Charbon actif, prêle, chardon-marie, aloe vera, camomille, spiruline

Code **TNR273** · EAN 8684215701710
- 04

C4 Black Calming Paper Mask

Masque papier apaisant

20 x 15 g pH 4.5

Sa solution végétale hydrate et apaise. S'utilise avec la poudre peeling au charbon.

UTILISATION

À l'étape du protocole, couvrir le visage du masque papier, laisser poser 15 minutes, puis rincer à l'eau.

ACTIFS CLÉS

Niacinamide, allantoin, prêle, aloe vera

Code **TNR270** · EAN 8684215701826

Tonique et ampoule de sérum s'utilisent deux fois chacun ; la séance se termine par la protection solaire.



05

C4 Black Extreme Serum

Ampoule éclat

50 × 2 ml

pH 5,15

Ampoule aux antioxydants ; revitalise et illumine la peau.

UTILISATION

À l'étape du protocole, faire pénétrer une ampoule en massant.

ACTIFS CLÉS

Dérivé de vitamine C, niacinamide

Code **TNR274** · EAN 8684215701802

06

C4 Black Moisturizer Mask

Masque hydratant

150 ml

pH 4,5

Après le peeling, apaise, réconforte et hydrate la peau.

UTILISATION

Appliquer une fine couche sur la peau, laisser poser 15–20 minutes ; rincer à l'eau.

ACTIFS CLÉS

Charbon actif, panthénol, extrait de blé, centella asiatica, camomille

Code **TNR275** · EAN 8684215701703

07

C4 Black Aminoluxe Moisture

Hydratant aux acides aminés

150 ml

pH 5,6

Hydratation intense et soin nourrissant aux acides aminés ; soutient le renouvellement cutané après peeling.

UTILISATION

À l'étape du protocole, en quantité suffisante.

ACTIFS CLÉS

Complexe d'acides aminés, arginine, squalène, beurre de karité

Code **TNR276** · EAN 8684215701796

APRÈS LA SÉANCE

Jour de la séance

Terminez la séance par une protection solaire.

Jour 1

Évitez tout contact de la peau avec l'eau.

Jours 1–5

Utilisez le matin Hydrating Toner, Medi Cream et une protection solaire, le soir Hydrating Toner et Medi Cream (p. 56, p. 68).

Jour 6

Faites la finition C4 Beauty Touch, puis adaptez la routine à domicile à la peau.

Enzyme Therapy



Poudre nettoyante prébiotique et masque enzymatique aux protéines agissent ensemble. Au contact de l'eau, la poudre se transforme en mousse ou en masque ; le choix se fait selon les besoins de la peau.

Classique

Sensation d'élasticité, peau repulpée.



Prebiotic & Enzyme Deep Cleanser

120 g pH 5.3

Nettoyant en poudre conçu pour les soins enzymatiques, utilisable aussi seul. Nettoie la peau en profondeur et l'illumine.

Code **TNR247** - EAN 8682530269915

Protein Enzyme Contouring Mask

75 g pH 6.6

Soutient la sensation d'élasticité et de peau repulpée, hydrate ; pour un aspect éclatant et lisse.

Code **TNR246** - EAN 8682530269922

Bilberry

Éclat et luminosité, à la myrtille.



Prebiotic Enzyme Deep Cleanser Bilberry

120 g pH 5.3

Purifie la peau en profondeur et en douceur ; l'extrait antioxydant de myrtille lui apporte fraîcheur et éclat.

Code **TNR295** - EAN 8684215702656

Protein Enzyme Contouring Mask Bilberry

75 g pH 6.6

Illumine la peau et lui donne un aspect radieux et sain, grâce au pouvoir antioxydant de la myrtille.

Code **TNR296** - EAN 8684215702663

Bilberry Serum

50 x 2 ml pH 6.9

Soin antioxydant au resvératrol et à la myrtille ; une peau d'aspect plus repulpé, lumineux et uniforme.

Code **TNR402** - EAN 8684215704162

Spirulina

Sensation de fermeté, à la spiruline.



Prebiotic & Enzyme Deep Cleanser Spirulina

120 g pH 5.3

Nettoyant en poudre aux prébiotiques et aux enzymes ; l'extrait de spiruline purifie la peau en profondeur.

Code **TNR298** - EAN 8684215702687

Protein Enzyme Contouring Mask Spirulina

75 g pH 6.6

Procure une sensation d'élasticité et de fermeté ; une peau d'aspect plus jeune et sain.

Code **TNR299** - EAN 8684215702694

Spirulina Serum

50 x 2 ml pH 5.2

Un aspect souple, éclatant et lumineux ; ses actifs prébiotiques soutiennent la barrière cutanée.

Code **TNR401** - EAN 8684215704179

DÉROULÉ COMMUN

01

Nettoyer

Émulsionnez au pinceau une demi-mesure (1 g) de poudre avec 2 ml d'eau, appliquez sur peau humide et rincez.

02

Ampoule

Pour Bilberry et Spirulina, appliquez 10 gouttes de sérum sur la peau au compte-gouttes.

03

Masque

Mélangez 2 g de poudre à 3 ml d'eau (avec décolleté : 3 g, 4,5 ml), appliquez au pinceau, laissez 20–30 min.

04

Finition

Retirez le masque avec son nettoyant, puis appliquez hydratant et SPF.

Protocoles : Enzyme Therapy 1, 2, 3 - Berrylight - Algaelift.

Peeling chimique

PRÉPARER

Skin Prep Solution

50 ml

pH 3

Prépare la peau avant les peelings chimiques et correcteurs : faible taux d'acides, extraits de plantes.

UTILISATION

À la compresse, appliquer 10 gouttes en partant du front ; laisser sécher 2 minutes. Éviter le contour des yeux, les oreilles et les lèvres.

ACTIFS CLÉS

Acides salicylique, glycolique et lactique, hamamélis, centella asiatica

Code **TNR155** · EAN 8684215700904

OU, DE LA MÊME FAÇON

Alpha Peel

50 ml

pH 1.93

Trio d'acides ; soin expert pour les irrégularités du teint, la brillance et l'aspect des pores.

UTILISATION

Selon le protocole, appliquer à la compresse, par passages. À utiliser obligatoirement avec une protection solaire.

ACTIFS CLÉS

Acide salicylique, acide glycolique, acide azélaïque

Code **TNR158** · EAN 8684127640275

APPLIQUER

Astra Peel

50 ml

pH 1.93

Ses acides puissants aident le grain de peau à paraître plus lisse et plus uniforme.

UTILISATION

Selon le protocole, appliquer à la compresse, par passages. À utiliser obligatoirement avec une protection solaire.

ACTIFS CLÉS

Acide salicylique, acide glycolique

Code **TNR159** · EAN 8684215700034

COMPLÉTER

Retinoid Solution

50 ml

Au rétinol, dérivé de la vitamine A, pour les protocoles de peeling chimique et anti-âge. À utiliser avec précaution sur peau sensible.


UTILISATION

À l'étape du protocole, appliquer 8–10 gouttes au compte-gouttes sur toute la peau.

ACTIFS CLÉS

Rétinol

Code **TNR157** · EAN 8682530265801





ÉCHELLE DE PH

pH des produits : plus le chiffre est bas, plus l'effet acide est marqué. Valeurs du catalogue Tanura 2026.
Les peelings chimiques et correcteurs se terminent par la solution neutralisante, à pH 7.

7
Neutralizing

5

6

7

8

**TANURA****BIO CELL
CORRECTOR
PEEL**

Salicylic Acid
Glycolic Acid
Lactic Acid
Edelweiss
Solar Vitis Stem Cell Extract
Astragalus Root Extract
Astaxanthin
Amino Acid Complex
Herbal Complex

IMPROVED PEEL SERIES

100 ml e

TANURA**BR-ENZYME
CORRECTOR
PEEL**

Bromelain Enzyme
Salicylic Acid
Glycolic Acid
Lactic Acid
Chromabright™
Cywhite
Astaxanthin
Herbal Extract

IMPROVED PEEL SERIES

100 ml e

TANURA**PUMPKIN
PULP
CORRECTOR
PEEL**

Pumpkin Pulp
Glycolic Acid
Lactic Acid
Kojic Acid
Cinnamon Oil

IMPROVED PEEL SERIES

100 ml e

TANURA**SKIN
NEUTRALIZING
SOLUTION**

Centella Asiatica Extract
Hamamelis Virginiana Extract
Panthenol
Amino Acid Complex
Camellia Sinensis Extract
Chamomilla Recutita Extract

IMPROVED PEEL SERIES

150 ml e

Peeling correcteur

Masques de micro-peeling aux acides, aux cellules souches végétales, aux enzymes ou à la pulpe de citrouille. Appliqués au pinceau, ils sont neutralisés en fin de séance.

Bio Cell Corrector Peel

Micro-peeling cellules souches végétales

100 ml

pH 2.7

Micro-exfoliation aux extraits biotechnologiques de cellules souches végétales ; antioxydant, pour un aspect sain et lumineux.

UTILISATION

À l'étape du protocole, appliquer au pinceau. À utiliser obligatoirement avec une protection solaire.

ACTIFS CLÉS

Acides salicylique, glycolique et lactique, cellules souches d'edelweiss, astaxanthine

Code **TNR176** · EAN 8684127640107

Pumpkin Pulp Corrector Peel

Masque micro-peeling à la citrouille

100 ml

pH 3.4

La pulpe naturelle de citrouille et les acides renouvellent, illuminent et hydratent la peau.

UTILISATION

À l'étape du protocole, appliquer au pinceau. À utiliser obligatoirement avec une protection solaire.

ACTIFS CLÉS

Pulpe de citrouille, acide glycolique, acide lactique, acide kojique

Code **TNR172** · EAN 8684215700218

BR-Enzyme Corrector Peel

Micro-peeling enzymatique

100 ml

pH 2.5

Bromélaïne et extraits de plantes : double action de renouvellement ; équilibre l'aspect du teint irrégulier.

UTILISATION

À l'étape du protocole, appliquer au pinceau. À utiliser obligatoirement avec une protection solaire.

ACTIFS CLÉS

Bromélaïne, acides salicylique et glycolique, hamamélis, astaxanthine

Code **TNR175** · EAN 8684127640282

Skin Neutralizing Solution

Solution neutralisante

150 ml

pH 7

Met fin à l'effet acide sur la peau après les peelings chimiques et correcteurs ; ses extraits de plantes l'apaisent.

UTILISATION

Après le soin, pulvériser sur la peau.

ACTIFS CLÉS

Centella asiatica, panthénol, thé vert, hamamélis, camomille

Code **TNR161** · EAN 8684215700195



PROTOCOLES EXPERTS

Masques peel-off

Dragon Mask

Masque peel-off au fruit du dragon

21 g

Son effet rafraîchissant apaise et revivifie.

ACTIFS CLÉS

Fruit du dragon, allantoïne, collagène, vitamine B6

Code **TNR293** · EAN 8684215702632

Bilberry Mask

Masque peel-off à la myrtille

21 g

Revitalise la peau, lui donne de l'éclat et l'apaise par son effet rafraîchissant.

ACTIFS CLÉS

Myrtille, collagène, écorce de grenade

Code **TNR292** · EAN 8684215702625

Spirulina Mask

Masque peel-off à la spiruline

21 g

Procure une sensation d'élasticité ; son effet rafraîchissant apaise.

ACTIFS CLÉS

Spiruline, collagène, arginine

Code **TNR291** · EAN 8684215702618

Préparation et application

Mélangé au gel activateur, le masque en poudre prend une texture caoutchouteuse et se retire en une seule pièce.

30–40 s

01

Mélanger

Ajoutez 1 sachet d'Activator Gel au masque en poudre et mélangez vivement à la spatule pendant 30–40 secondes.

Sous 2 min

02

Appliquer

Appliquez le masque en couche épaisse dans les 2 minutes, avant qu'il ne prenne.

15–20 min

03

Laisser poser

Laissez le masque prendre pendant 15–20 minutes.

D'une pièce

04

Retirer

Retirez délicatement le masque pris, en une seule pièce.



Activator Gel

Gel activateur peel-off

90 g

Toutes peaux

Transforme la poudre en masque peel-off caoutchouteux ; procure une sensation de fermeté, d'hydratation et d'apaisement.

ACTIFS CLÉS

Alginate de sodium

Code **TNR294** · EAN 8684215702649

CO₂ Skin Care

En séance, la gamme CO₂ Plus+ s'applique en cinq étapes : gel nettoyant, gel activateur, masque papier, spray de soin et masque crème.

01



CO₂ Plus+ Carboxy Cleanser Gel

Gel nettoyant carboxy

120 ml

pH 5.2

UTILISATION

Nettoyer la peau avec 1 mesure (5 ml) ; rincer à l'eau.

Code **TNR365**

02



CO₂ Plus+ Carboxy Activator Gel

Gel activateur carboxy

500 ml

pH 8.3

UTILISATION

Appliquer 2 mesures à la spatule sur le visage et le cou ; couvrir le contour des yeux d'un coton humide.

Code **TNR366**

03



CO₂ Plus+ Carboxy Therapy Mask

Masque papier carboxy

20 pièces

UTILISATION

Poser sur la peau, masser légèrement 3-5 minutes avec le gel activateur, couvrir de film étirable ; retirer après 15-20 minutes et rincer la peau à l'eau.

Code **TNR244** - EAN 8682530269281

04



CO₂ Plus+ Carboxy Smart Spray

Spray de soin carboxy

120 ml

pH 5.85

UTILISATION

Pulvériser sur la peau.

Code **TNR364**

05



CO₂ Plus+ Carboxy Cream Mask

Masque crème carboxy

150 ml

pH 5.6

UTILISATION

1 mesure (5 ml) en couche fine sur le visage et le cou ; après 15-20 minutes, faire pénétrer par un léger massage. Ne pas rincer.

Code **TNR367**

SÉANCE

45 minutes ; 6 séances, une par semaine. Pendant le masque papier, une légère sensation de brûlure et de picotements est une réaction attendue.

Protection solaire en fin de séance (p. 26).





Solutions GSIS

Deux solutions à l'acide glycolique (AHA) et à l'acide salicylique (BHA). Appliquées au pinceau, elles servent dans six protocoles différents.



AquaSolution GSIS H %7,5

Solution d'acides glycolique et salicylique

5 x 8 ml

Toutes peaux

pH 3,55

Même duo, plus doux ; s'applique avant la version 15 % dans les protocoles.

UTILISATION

1,5–2 ml (40 gouttes) en couche fine au pinceau ; laisser 6 minutes, puis masser 2 minutes du bout des doigts. Ne pas rincer.

ACTIFS CLÉS

Acide glycolique 7,5 %, acide salicylique 2 %

Code **TNR151** · EAN 8682530266006



AquaSolution GSIS H %15

Solution d'acides glycolique et salicylique

5 x 8 ml

Toutes peaux

pH 3,38

AHA et BHA réunis : exfoliation de surface efficace, grain de peau plus lisse. Application pratique, sans vapeur.

UTILISATION

1,5–2 ml (40 gouttes) dans la coupelle ; appliquer en couche fine au pinceau, laisser 6 ou 10 minutes selon la sensibilité de la peau, rincer à l'eau distillée.

ACTIFS CLÉS

Acide glycolique 15 %, acide salicylique 2 %

Code **TNR089** · EAN 8682530261766

CHAQUE PROTOCOLE : 45 MINUTES ; 6–8 SÉANCES, TOUTES LES 2 SEMAINES.

Soft Whitening

Aspect des taches

Acne Scar

Aspect des marques

Anti Aging

Soin anti-âge

Quick Shining

Éclat rapide

Oily Skin

Peau grasse

Pore Minimizer

Aspect des pores

Après l'application, de légères rougeurs, des picotements et une sensation de brûlure sont des réactions attendues.

Ice Clay Body Set

Quatre produits cabine pour le soin du corps : argile glacée végétale rafraîchissante, gel chauffant, gel raffermissant et huile de massage.

RAFRAÎCHISSANT



Herbal Ice Clay

Argile glacée végétale

150 g

pH 7,5

Soin rafraîchissant à l'argile qui lisse la peau ; soin du corps ciblant l'aspect de la cellulite.

ACTIFS CLÉS

Kaolin, huile d'écorce d'orange et de citron, romarin, marron d'Inde, caféine

Code **TNR349** · EAN 8684215703387

CHAUFFANT



Thermo Sculpt Gel

Gel corps effet chauffant

250 ml

pH 5,9

Procure une sensation de chaleur à l'application ; aide à atténuer l'aspect de la cellulite.

ACTIFS CLÉS

Marron d'Inde, ginkgo, caféine, guarana, huile d'orange

Code **TNR351** · EAN 8684215703424

RAFFERMISSANT



Body Firming Gel

Gel raffermissant corps

250 ml

pH 5,5

Tonifie la peau et procure une sensation de fermeté ; aide à atténuer l'aspect de la cellulite.

ACTIFS CLÉS

Marron d'Inde, ginseng, ginkgo, caféine, guarana

Code **TNR350** · EAN 8684215703431

EN MASSAGE



Body Firming Massage Oil

Huile de massage raffermissante

250 ml

Associée au massage, nourrit et assouplit la peau ; soin ciblant l'aspect de la cellulite.

ACTIFS CLÉS

Écorces d'orange et de citron, thym, romarin, genévrier, huile d'olive

Code **TNR352** · EAN 8684215703448



SÉANCE · QUATRE ÉTAPES

01

Thermo Sculpt Gel

Appliquez le gel chauffant en massage sur la zone de soin.

02

Body Firming Massage Oil

Appliquez l'huile par madrothérapie, massage manuel ou la technique de massage de votre choix.

03

Herbal Ice Clay

Appliquez l'argile en massage pendant 20 minutes.

04

Body Firming Gel

Terminez la séance en massant le gel raffermissant.

50 minutes · 6–10 séances, 2 fois par semaine · été comme hiver.

Placer Herbal Ice Clay au congélateur 24 heures avant la séance.

Soins du corps

Aloe Vera Gel

Gel d'aloë vera

400 ml

Toutes peaux

pH 6.1

Rafraîchit, apaise et hydrate la peau après le soleil, l'épilation laser et la cire.

UTILISATION

Appliquer sur la zone souhaitée du visage ou du corps.

ACTIFS CLÉS

Aloe vera, allantoin, glycérine

Code **TNR052** · EAN 8680419061636

Orange Oil & Caffeine Body Care Gel

Gel corps huile d'orange et caféine

500 ml

Toutes peaux

Gel corps effet chauffant ; aide à atténuer l'aspect de la cellulite et à lisser la surface de la peau.

UTILISATION

Une fois par jour, en couche fine sur les fesses, le ventre, les hanches et les bras ; masser 8–10 minutes en cercles.

ACTIFS CLÉS

Caféine, guarana, ginseng, marron d'Inde, huile d'orange

Code **TNR087** · EAN 8682530260202



Massage aromatique

Gel de massage aromatique pour le visage et le cou, huile de massage végétale pour le corps.

Aromatique Massage Gel

Gel de massage aromatique visage et cou

200 ml

Toutes peaux

pH 4,4

Gel de massage enrichi en huiles naturelles et en vitamines ; hydrate, nourrit et apaise.

UTILISATION

Tiédir 3–4 pressions dans la paume et appliquer en massage à l'étape adaptée du soin.

ACTIFS CLÉS

Huiles de jojoba, lavande, cannelle, girofle, orange et avocat

Code **TNR279** · EAN 8684215701994

Herbal Body Massage Oil

Huile de massage corps végétale

320 ml

Toutes peaux

Apaise et hydrate tout au long du massage ; pour les massages professionnels et les massages après le soin.

UTILISATION

Appliquer en quantité suffisante sur la zone concernée.

ACTIFS CLÉS

Huiles de tournesol, olive, girofle, lavande, cannelle et menthe

Code **TNR315** · EAN 8684215702861



À domicile

Le soin commencé en cabine se poursuit à domicile, dans le même ordre. Les gammes à domicile reprennent les six mêmes étapes, en formats adaptés à l'usage quotidien.

LES SIX ÉTAPES EN CABINE

1

Nettoyage

2

Peeling

3

Tonique

4

Sérum

5

Masque

6


Hydratation

Le bandeau près de chaque gamme montre les étapes qu'elle couvre.



À DOMICILE · NOUVELLE GAMME

Exovance



Gamme à domicile de cinq produits, développée avec la technologie des exosomes végétaux : mousse nettoyante, sérum, crème, sérum yeux et CC crème SPF 50+.

1 2 3 4 5 6 LES SIX ÉTAPES EN CABINE



1 NETTOYAGE

Exovance Soft Hydra Cleansing Foam

Mousse nettoyante aux exosomes

150 ml

Toutes peaux

Nouveau

Mousse douce issue de la technologie des exosomes végétaux ; nettoie la peau en douceur tout en soutenant la barrière cutanée.

ACTIFS CLÉS

Exosomes, algue rouge, vitamine B5, extrait de camomille

Code **TNR412**



4 SÉRUM

Exovance Radiance Eye Serum

Sérum yeux éclat

10 ml

Toutes peaux

Nouveau

Hydrate et nourrit intensément le contour des yeux ; pour un regard plus lumineux et reposé.

Code **TNR415**



6 HYDRATATION

Exovance Revitalizing CC Cream SPF 50+

CC crème revitalisante

30 ml

Toutes peaux

Nouveau

CC crème légère à la couvrance naturelle ; unifie l'aspect du teint et, avec son SPF 50+, aide à protéger des rayons UVA et UVB.

ACTIFS CLÉS

Exosomes, rétinol, centella asiatica

Code **TNR416**



4 SÉRUM

Exovance Revitalizing Serum

Sérum revitalisant

20 ml

Toutes peaux

Nouveau

Sérum à texture de lait soyeux ; huiles végétales et squalène soutiennent l'équilibre hydrique, pour un aspect plus lisse et éclatant.

ACTIFS CLÉS

Exosomes, huile d'inca inchi, huile de chanvre, squalène, huile d'avocat, céramide

Code **TNR413**



6 HYDRATATION

Exovance Tri-Active Complex Cream

Crème complexe tri-actif

50 ml

Toutes peaux

Nouveau

Hydratation multi-actions grâce au complexe d'acide hyaluronique 8D ; une peau d'aspect plus repulpé, lisse et éclatant.

ACTIFS CLÉS

Complexe d'acide hyaluronique 8D

Code **TNR414**

À DOMICILE

Gamme Skin Comfort

La routine de base à domicile, pour tous types de peau : gel nettoyant, tonique, crème peeling et masque une fois par semaine, puis hydratant.

1 2 3 4 5 6 LES SIX ÉTAPES EN CABINE





1 NETTOYAGE

Hydrating Cleansing Gel

Gel nettoyant hydratant

150 ml

Toutes peaux

pH 5.8

Gel nettoyant visage aux extraits végétaux ; nettoie et purifie la peau sans la dessécher.

ACTIFS CLÉS

Extraits de camomille, de millepertuis et de calendula

Code **TNR237** · EAN 8682530269403



3 TONIQUE

Hydrating Toner

Tonique hydratant

100 ml

Toutes peaux

pH 5.7

Formule sans alcool : rafraîchit et hydrate sans dessécher ; la peau paraît plus lumineuse et éclatante.

ACTIFS CLÉS

Niacinamide, hamamélis, prêle, PCA de sodium, aloe vera

Code **TNR238** · EAN 8682530269410



6 HYDRATATION

Moisturizer Facial Cream

Hydratant pour peaux sèches et normales

75 ml

Sec · Normal

pH 5.88

Crème de soin quotidien aux acides aminés ; hydrate intensément et revitalise.

ACTIFS CLÉS

Complexe d'acides aminés, squalène, beurre de karité, vitamine E

Code **TNR072** · EAN 8680419066853



2 PEELING

Gentle Peeling Cream

Crème peeling à grains fins

100 ml

Toutes peaux

pH 6.1

Peeling de surface au noyau d'abricot ; retire les cellules mortes pour un aspect lisse.

UTILISATION

1 à 2 fois par semaine, en mouvements circulaires sur peau humide ; rincer à l'eau.

ACTIFS CLÉS

Poudre de noyau d'abricot, panthénol, allantoiné, vitamine E

Code **TNR239** · EAN 8682530269427



5 MASQUE

Anti Pollution Mask

Masque de soin prébiotique

100 ml

Toutes peaux

pH 4.7

Prébiotiques pour la barrière cutanée ; hydrate intensément et revitalise la peau fatiguée par la pollution et le maquillage.

UTILISATION

1 à 2 fois par semaine, couche fine sur tout le visage ; faire pénétrer après 15-20 minutes.

ACTIFS CLÉS

Pentavitin, huile d'inca inchi, inuline, extrait de camomille, allantoiné

Code **TNR240** · EAN 8682530269434



6 HYDRATATION

Moisturizer Facial Cream

Hydratant pour peaux mixtes et grasses

75 ml

Gras · Mixte

pH 5.7

Comble les besoins en hydratation, équilibre l'aspect gras ; extraits de rose et de calendula.

ACTIFS CLÉS

Extraits de rose et de calendula, allantoiné, squalène

Code **TNR073** · EAN 8680419066880



1 NETTOYAGE

BHA Cleanser Gel

Gel nettoyant aux acides

150 ml

Gras · Mixte

pH 4,3

Peaux grasses à tendance acnéique : nettoie en profondeur grâce aux acides salicylique, glycolique et lactique, et retire les cellules mortes.

ACTIFS CLÉS

Acide salicylique, acide glycolique, acide lactique, gingembre, huile d'arbre à thé

Code **TNR154** · EAN 8684127640343



2 PEELING

Purifying Peel

Disques peeling purifiants

60 pièces

Toutes peaux

pH 3,5

Disques aux acides qui retirent les cellules mortes : aspect plus uniforme et lisse. Peaux grasses, mixtes et matures.

UTILISATION

Sauf avis contraire de l'esthéticienne : peau grasse, 1 à 2 soirs par semaine, un passage sur la zone ; tout le visage, 1 fois par semaine, puis hydratant. Éviter le contour des yeux.

ACTIFS CLÉS

Acide salicylique, acide glycolique, acide azélaïque, soufre, huile d'arbre à thé

Code **TNR167** · EAN 8684215700201



3 TONIQUE

Purifying Toner

Tonique purifiant

100 ml

Gras

pH 5,6

Grâce à ses actifs prébiotiques, apaise et purifie la peau ; retire impuretés, sébum et résidus de maquillage, et rafraîchit.

ACTIFS CLÉS

Extrait de feuille d'olivier, niacinamide, hamamélis, eau de mer, inuline

Code **TNR287** · EAN 8684215702458



5 MASQUE

Deep Purifying Mask

Masque purifiant à l'argile

100 ml

Gras · Mixte

pH 8

Bentonite et soufre : équilibre l'aspect gras et purifie ; soutient l'équilibre eau-sébum.

UTILISATION

Une fois par semaine, couche fine sur tout le visage ; rincer à l'eau après 15–20 minutes.

ACTIFS CLÉS

Bentonite, oxyde de zinc, soufre, niacinamide, huile d'arbre à thé

Code **TNR229** · EAN 8682530266518



6 HYDRATATION

Alpha Sulphur Moisturizer

Hydratant au soufre

100 ml

Gras

pH 5,5

Pour peaux grasses à tendance acnéique ; équilibre l'aspect gras et hydrate la peau.

ACTIFS CLÉS

Soufre, niacinamide, urée, huile de bourrache, huile d'arbre à thé, vitamine A

Code **TNR177** · EAN 8684127640183



6 HYDRATATION

Oil Free Humectant Moisturizer

Hydratant à base d'eau

100 ml

Gras

pH 5,4

Formule sans huile ; hydrate sans graisser et soutient l'équilibre eau-sébum.

ACTIFS CLÉS

Niacinamide, PCA de zinc, écorce de saule, acide hyaluronique, centella asiatica

Code **TNR204** · EAN 8684215700157

À DOMICILE

Gamme Anti Oil

Pour peaux grasses à tendance acnéique : nettoyant aux acides, tonique et disques purifiants, masque à l'argile et deux hydratants.

1 2 3 4 5 6

LES SIX ÉTAPES EN CABINE



À DOMICILE

Gamme Anti Sensitivity

Une routine apaisante pour les peaux sèches, sensibles et sujettes aux rougeurs. Testez d'abord tout nouveau produit sur une petite zone.

1 2 3 4 5 6 LES SIX ÉTAPES EN CABINE





4 SÉRUM

Sensitive Soothing Mixture

Sérum pour peaux sensibles

50 ml

Sec · Sensible

pH 6.8

Apaise et réconforte la peau sujette aux rougeurs et aux sensations d'irritation ; hydrate et soutient la barrière cutanée.

UTILISATION

Matin et soir, appliquer un peu de produit sur la peau.

ACTIFS CLÉS

Acide alpha-lipoïque, ginkgo biloba, bêta-glucane, téprénone, Endothelyol®, arnica

Code **TNR180** · EAN 8684127640329

1 NETTOYAGE

Herbal Cleansing Milk

Lait nettoyant végétal

150 ml

Sec · Sensible

pH 5.6

Pour peaux sèches et sensibles ; nettoie et apaise en douceur grâce aux extraits de plantes, sans dessécher.

ACTIFS CLÉS

Bêta-glucane, immortelle, marron d'Inde, arnica, calendula, huile de lavande

Code **TNR189** · EAN 8684127640190

5 MASQUE

Sensitive Skin Mask

Masque peaux sensibles

100 ml

Sec · Sensible

pH 5.7

Apaise les sensations de rougeur et d'irritation ; soutient la peau face aux agressions extérieures et à la perte en eau. Pour calmer la peau après les soins intensifs.

UTILISATION

1 à 2 fois par semaine, en couche fine ; après 15–20 minutes, rincer ou faire pénétrer.

ACTIFS CLÉS

Glutathion, téprénone, Endothelyol®, centella asiatica, arnica

Code **TNR182** · EAN 8684215700089

3 TONIQUE

Sensitive Toner

Tonique peaux sensibles

100 ml

Sec · Sensible

pH 5.1

Grâce à l'Endothelyol® breveté, réconforte et hydrate la peau sensible et sujette aux rougeurs ; ses antioxydants soutiennent la barrière cutanée.

ACTIFS CLÉS

Endothelyol®, aloe vera, camomille, calendula

Code **TNR286** · EAN 8684215702441

6 HYDRATATION

Sensitive Soothing Moisturizer

Hydratant pour peaux sensibles

100 ml

Sec · Sensible

pH 5.5

Hydrate intensément, apaise et réconforte la peau sensible.

ACTIFS CLÉS

Huile d'onagre, beurre de karité, acide hyaluronique, Endothelyol®, Soothex®

Code **TNR181** · EAN 8684127640367



À DOMICILE

Gamme Hyper Melanose

Sérum et hydratant ciblant l'aspect des taches. Le jour, toujours avec une protection solaire.

4 SÉRUM

Anti Mela Mixture

Sérum ciblant l'aspect des taches

30 ml

Toutes peaux

pH 4,1

Aide à atténuer l'aspect des taches et à unifier le teint ; ses antioxydants soutiennent la peau, l'illuminent et l'hydratent.

ACTIFS CLÉS

Acide kojique, glutathion, alpha-arbutine, réglisse, Chromabright™, Cywhite

Code **TNR212** · EAN 8684127640015

6 HYDRATATION

Mela White Moisturizer

Hydratant ciblant l'aspect des taches

45 ml

Toutes peaux

pH 4,17

Illumine la peau et donne au teint un aspect plus uniforme ; ses antioxydants la soutiennent et l'hydratent intensément.

ACTIFS CLÉS

Niacinamide, alpha-arbutine, réglisse, glutathion, astaxanthine, Chromabright™

Code **TNR213** · EAN 8684127640022

Gamme Special Feminage

Pour les peaux matures : nettoyant, sérum de nuit au rétinol et hydratant, avec Feminage™.

1 2 3 4 5 6 LES SIX ÉTAPES EN CABINE



1 NETTOYAGE

Improved Female Cleanser

Gel nettoyant pour peaux matures

150 ml

Toutes peaux

pH 7

Nettoie sans dessécher la peau mature et déshydratée ; ses actifs antioxydants l'apaisent et l'adoucissent.

ACTIFS CLÉS

Feminage™, culture de cellules souches d'edelweiss, téprénone, astaxanthine

Code **TNR186** - EAN 8684215700102



4 SÉRUM

Improved Female Mix

Sérum au rétinol pour peaux matures

50 ml

Toutes peaux

pH 5,1

Sérum de nuit au rétinol et au Feminage™ ; une peau d'aspect plus lisse et plus ferme.

UTILISATION

Sauf avis contraire de l'esthéticienne : jours 1–20, un soir sur deux, puis chaque soir, sur peau propre. Légère brûlure au début et fine desquamation (jours 21–30) attendues. Le jour, protection solaire.

ACTIFS CLÉS

Rétinol, Feminage™, complexe Bio Placenta, acide hyaluronique, squalène

Code **TNR185** - EAN 8684215700119



6 HYDRATATION

Improved Female Moisturizer

Hydratant pour peaux matures

45 ml

Toutes peaux

pH 4,4

Soin nourrissant pour les peaux qui, après 40 ans, ressentent un manque d'hydratation et une perte d'élasticité ; aide les traits du visage à paraître plus nets.

ACTIFS CLÉS

Feminage™, complexe Bio Placenta, téprénone, acide hyaluronique, astaxanthine

Code **TNR184** - EAN 8684215700126

IMPROVED FEMALE MIX : LES PREMIÈRES SEMAINES

Jours 1–20

Une légère sensation de brûlure les premières minutes est attendue ; appliquez le produit un soir sur deux, sur peau propre.

Jours 21–30

Une fine desquamation est une réaction attendue ; appliquez le produit chaque soir.

Chaque matin

Appliquez une protection solaire (p. 72).



À DOMICILE

Sérums correcteurs

Quatrième étape de la routine à domicile : quatorze sérums, chacun ciblé sur un besoin précis. À appliquer sur peau nettoyée, avant l'hydratant.

4 SÉRUM

Vitamin C Serum

30 ml

Toutes peaux

pH 5,15

Sérum antioxydant ; illumine la peau, unifie le teint et atténue l'aspect des ridules.

ACTIFS CLÉS

Dérivé de vitamine C (acide éthyl ascorbique), niacinamide

Code **TNR035** · EAN 8680419062107

4 SÉRUM

Hyaluronic Acid Serum

30 ml

Toutes peaux

pH 6

Hydrate et retient l'eau ; sensation d'élasticité et de peau repulpée ; ridules de sécheresse moins visibles.

ACTIFS CLÉS

Acide hyaluronique, PCA de sodium, panthénol

Code **TNR039** · EAN 8680419062480

4 SÉRUM

Skin Collagen Serum

30 ml

Toutes peaux

pH 6,7

Riche en collagène ; soutient la sensation de peau élastique et repulpée, protège de la perte en eau.

ACTIFS CLÉS

Collagène hydrolysé, PCA de sodium, panthénol

Code **TNR037** · EAN 8680419063906

4 SÉRUM

Whitening Serum

30 ml

Toutes peaux

pH 6

Aide à atténuer l'aspect des taches liées au soleil et à l'âge ; illumine la peau et unifie le teint.

ACTIFS CLÉS

Alpha-arbutine, niacinamide

Code **TNR038** · EAN 8680419063913



4 SÉRUM

Dragon Blood Mix

30 ml

Toutes peaux

pH 6

Grâce aux prébiotiques, soutient l'équilibre de la peau, l'apaise et l'hydrate ; adapté au soin après microneedling.

ACTIFS CLÉS

Extrait de sang-de-dragon, inuline, Soothex®, centella asiatica, astaxanthine, alpha-bisabolol

Code **TNR207** · EAN 8684127640046

4 SÉRUM

B-Circadin Mixture

30 ml

Toutes peaux

pH 5,5

Actifs qui accompagnent le rythme de 24 heures de la peau ; soutien antioxydant face à la lumière bleue et aux agressions extérieures, pour un aspect plus reposé et uniforme.

ACTIFS CLÉS

B-Circadin, téprénone, astaxanthine, astragale, Pentavitin, acide hyaluronique

Code **TNR206** · EAN 8684215700010

4 SÉRUM

Bilberry Serum

30 ml

Toutes peaux

pH 6,9

Soin antioxydant au resvératrol et à la myrtille ; une peau d'aspect plus lumineux, repulpé et uniforme.

ACTIFS CLÉS

Myrtille, resvératrol, sh-décapeptide-5, niacinamide, acide tranexamique

Code **TNR297** · EAN 8684215702670

4 SÉRUM

Spirulina Serum

30 ml

Toutes peaux

pH 5,2

Soutient la sensation d'élasticité ; un aspect ferme, éclatant et lumineux. Actifs prébiotiques pour la barrière cutanée.

ACTIFS CLÉS

Spiruline, Cywhite, acide hyaluronique, inuline, aloe vera, panthénol

Code **TNR300** · EAN 8684215702700



4 SÉRUM

Power Smooth Serum

Sérum de soin lissant

30 ml

Toutes peaux

pH 6,1

Peptide et collagène pour une peau d'aspect plus lisse, plus uniforme et plus ferme ; hydrate.

ACTIFS CLÉS

DMEA, collagène, palmitoyl tripeptide-1, alpha-arbutine, dérivé de vitamine C, extrait de caviar

Code **TNR041** · EAN 8680419064194



4 SÉRUM

Bio Placenta Mixture

Sérum aux peptides biomimétiques

30 ml

Toutes peaux

pH 5,3

Peptides biomimétiques analogues aux facteurs de croissance, acides aminés et vitamines : une peau d'aspect plus ferme, éclatant et lumineux.

ACTIFS CLÉS

sh-Oligopeptide-1, sh-polypeptides, culture de cellules souches d'edelweiss, lécithine, PCA de sodium

Code **TNR174** · EAN 8684215700041



4 SÉRUM

SOD Anti Radical Mixture

Sérum antioxydant

30 ml

Toutes peaux

pH 5,17

Pour les peaux de plus de 30 ans ; ses antioxydants puissants soutiennent la peau face aux effets des radicaux libres et l'hydratent.

ACTIFS CLÉS

Superoxyde dismutase, glutathion, astaxanthine, astragale, acide hyaluronique

Code **TNR205** · EAN 8684215700898



4 SÉRUM

Pore Minimizer & Sebum Balance Serum

Sérum pores et équilibre du sébum

30 ml

Toutes peaux

pH 5,5

Soutient la capacité de la peau à retenir l'eau ; aide à atténuer l'aspect des pores et à équilibrer le sébum.

ACTIFS CLÉS

Niacinamide, eau de mer, hamamélis, acide hyaluronique, panthénol

Code **TNR278** · EAN 8684215701888



4 SÉRUM

Pore Cleaner Serum

Sérum nettoyant les pores

50 ml

Normal · Mixte · Gras

pH 3,6

Sérum effet peeling aux acides salicylique et lactique ; retire les cellules mortes, équilibre l'aspect des pores et l'aspect gras.

ACTIFS CLÉS

Acide salicylique, acide lactique

Code **TNR044** · EAN 8680419061476

UTILISATION

À domicile : deux soirs par semaine, sur peau propre.
En séance : au pinceau, rincer après 5–8 minutes.



4 SÉRUM

Retinoid Pads

Disques imprégnés de rétinol

60 pièces

Normal · Mixte · Gras

Disques au rétinol : soutiennent le renouvellement de la peau, pour un aspect plus lisse et uniforme.

ACTIFS CLÉS

Rétinol

Code **TNR169** · EAN 8684215700317

UTILISATION

Sauf avis contraire de l'esthéticienne : deux soirs par semaine, un passage sur la zone ; le jour, protection solaire. Prudence sur peau sensible.

Guide des sérums

Les effets indiqués par la marque pour chaque sérum. Le point signale l'axe principal du sérum ; faites votre choix avec votre esthéticienne.

	HYDRATATION	TEINT ET ÉCLAT	ÉLASTICITÉ	PORES ET SÉBUM	APAISEMENT	ANTIOXYDANT	PAGE
Vitamin C Serum TNR035 - 30 ml		●	●			●	64
Hyaluronic Acid Serum TNR039 - 30 ml	●		●				64
Skin Collagen Serum TNR037 - 30 ml	●		●				64
Whitening Serum TNR038 - 30 ml		●					64
Dragon Blood Mix TNR207 - 30 ml					●	●	65
B-Circadin Mixture TNR206 - 30 ml	●		●		●	●	65
Bilberry Serum TNR297 - 30 ml		●	●			●	65
Spirulina Serum TNR300 - 30 ml	●	●	●				65
Power Smooth Serum TNR041 - 30 ml	●	●	●				66
Bio Placenta Mixture TNR174 - 30 ml	●		●			●	66
SOD Anti Radical Mixture TNR205 - 30 ml	●				●	●	66
Pore Minimizer & Sebum Balance Serum TNR278 - 30 ml	●			●	●		66
Pore Cleaner Serum TNR044 - 50 ml				●			66
Retinoid Pads TNR169 - 60 adet		●	●	●			66

À DOMICILE

Crèmes correctrices



Cinq crèmes pour la dernière étape de la routine à domicile, ciblant l'aspect des taches, les signes de l'âge et l'apaisement.



6 HYDRATATION

Anti Freckles Cream

Crème ciblant l'aspect des taches

45 ml Toutes peaux pH 6,2

Illumine la peau, aide les irrégularités du teint à paraître plus uniformes et hydrate.

ACTIFS CLÉS

Niacinamide, réglisse, quinquina, beurre de karité

Code **TNR061** · EAN 8680419066822



6 HYDRATATION

Anti Aging Cream

Crème de soin anti-âge

45 ml Toutes peaux pH 5,9

Hydrate intensément et nourrit ; soutient la sensation d'élasticité et atténue l'aspect des rides.

ACTIFS CLÉS

Collagène, acide hyaluronique, huiles de raisin, jojoba et amande douce, vitamine E

Code **TNR062** · EAN 8680419066839



6 HYDRATATION

Skin Collagen Cream

Crème de soin au collagène

45 ml Toutes peaux pH 5,5

Sensation de peau élastique et repulpée ; atténue l'aspect des ridules, hydrate.

ACTIFS CLÉS

Collagène, palmitoyl tripeptide-1, acide hyaluronique, dérivé de vitamine C, thé vert, vitamine A

Code **TNR150** · EAN 8682530265986



6 HYDRATATION

Ozonized Olive Oil

Huile d'olive ozonisée

30 ml Toutes peaux

Hydrate et assouplit la peau d'aspect sec et abîmé ; apporte un soutien antioxydant.

ACTIFS CLÉS

Huile d'olive ozonisée

Code **TNR049** · EAN 8680419061827



6 HYDRATATION

Medi Cream

Crème de soin apaisante

75 ml Toutes peaux pH 5,6

Soutient la barrière cutanée, apaise, hydrate ; soin post-microneedling ou AHA.

ACTIFS CLÉS

Huile d'olive, extrait de blé, immortelle, centella asiatica, panthénol

Code **TNR101** · EAN 8682530262633

Soin des yeux

Crème, sérum et roll-on pour le contour des yeux ; huile de soin pour les sourcils et les cils.



6 HYDRATATION

Dark Circle Eye Cream

Crème contour des yeux

15 ml

Toutes peaux

pH 6.3

Peptides et culture de cellules souches végétales aident à atténuer l'aspect des cernes, des poches et des rides ; hydrate intensément.

ACTIFS CLÉS

Matrixyl™ Synthe 6, Haloxyl®, Eyseliss™, culture de cellules souches d'edelweiss, acide hyaluronique

Code **TNR369**



4 SÉRUM

Dark Circle Eye Mix

Sérum contour des yeux

10 ml

Toutes peaux

pH 5.2

Formule légère aux peptides ; aide à atténuer l'aspect des cernes et des poches.

ACTIFS CLÉS

Matrixyl™ Synthe 6, Haloxyl®, Eyseliss™, Chromabright™, Soothex®

Code **TNR370**



4 SÉRUM

Eye Contour Serum

Sérum contour des yeux

30 ml

Toutes peaux

pH 5

Soin délicat du contour des yeux ; atténue l'aspect fatigué et gonflé et aide à réduire l'aspect des ridules.

ACTIFS CLÉS

Marron d'Inde, centella asiatica, calendula, millepertuis, arnica

Code **TNR040** - EAN 8680419063920



Eyelash & Eyebrow Care Oil

Huile de soin sourcils et cils

10 ml

Toutes peaux

Ses huiles végétales nourrissent sourcils et cils et les aident à paraître plus forts et bien entretenus.

UTILISATION

Une fois par jour, de préférence au coucher, appliquer sur les sourcils et les cils avec la brosse fournie.

ACTIFS CLÉS

Huile de ricin, huile de noisette, jojoba, nigelle, ortie, vitamine E

Code **TNR086** - EAN 8680419061421



A DOMICILE



À DOMICILE

Protection solaire et BB crèmes

Comme en cabine, la routine à domicile se termine par la protection solaire : BB crèmes teintées, deux crèmes solaires et un spray.

RÈGLES AU SOLEIL

30 minutes avant

Appliquez 30 minutes avant l'exposition.

Toutes les 2-3 h

Renouvelez toutes les 2-3 heures selon la durée d'exposition.

Après l'eau

Réappliquez après transpiration, baignade et séchage à la serviette.



Very High Protection Sun Cream
Crème solaire



Sun Shield Sun Cream
Crème solaire à filtres minéraux



Very High Protection Sun Spray
Spray solaire haute protection



BB Cream 30 SPF
BB crème à filtre solaire



Silky Touch BB Cream B1
BB crème à filtre solaire · B1



Silky Touch BB Cream B2
BB crème à filtre solaire · B2

CONTENANCE	75 ml	50 ml	150 ml	30 ml	50 ml	50 ml
PROTECTION	SPF 50+	SPF 50+	SPF 50+	SPF 30	SPF 50+	SPF 50+
FILTRES	UVA · UVB	Filtres minéraux	Six filtres, UVA · UVB	UVA · UVB	UVA · UVB	UVA · UVB
ASPECT	Incolore, non gras	Sans trace blanche	Transparent, léger	BB crème teintée	BB crème teintée · B1	BB crème teintée · B2
RÉSISTANCE À L'EAU	—	Résiste à l'eau	Résiste à l'eau et à la sueur	—	—	—
ACTIFS CLÉS	Vitamine E	Astaxanthine, vitamine E	Vitamine E	Niacinamide, vitamine E	Rose, vitamine E	Rose, vitamine E
DESCRIPTION	Protège des rayons UVA et UVB et hydrate ; formule incolore et non grasse, sans trace blanche, non comédogène.	Protection douce aux filtres minéraux ; sans trace blanche, formule résistante à l'eau et non grasse, non comédogène.	Formule transparente et légère, sans effet gras ni collant. Résiste à l'eau et à la transpiration ; six filtres pour une haute protection UVA et UVB, vitamine E pour un soutien antioxydant.	Unifie le teint, couvre légèrement les imperfections et hydrate ; avec son SPF 30, aide à protéger des rayons du soleil.	BB crème à la texture soyeuse ; unifie le teint, couvre les imperfections et hydrate. Avec son SPF 50+, aide à protéger des rayons UVA et UVB.	BB crème à la texture soyeuse ; unifie le teint, couvre les imperfections et hydrate. Avec son SPF 50+, aide à protéger des rayons UVA et UVB.
CODE	TNR100 8682530262640	TNR208 8682530268321	TNR284 8684215702434	TNR043 8680419061452	TNR083 8680419060233	TNR084 8680419060240



À DOMICILE

Soins du corps

Gommages mains et corps, aloe vera, soin après laser, sérum corps et gels.

HAND & BODY SCRUB · QUATRE PARFUMS

Gommage à grains pour les mains et le corps, en base huileuse : débarrasse la peau des cellules mortes, la nourrit et la lisse. Quelques fois par semaine, à l'eau tiède.



Huile de grenade

250 ml

Code **TNR055** · EAN 8680419064149



Jasmin et thé vert

250 ml

Code **TNR057** · EAN 8680419064163



Fraise et hibiscus

250 ml

Code **TNR058** · EAN 8680419064170



Lavande

250 ml

Code **TNR348** · EAN 8684215703325



Aloe Vera Gel

Gel d'aloë vera

100 ml

Toutes peaux

pH 6,1

Rafrâichit, apaise et hydrate la peau après le soleil, l'épilation laser et la cire.

Code **TNR209** · EAN 8682530268338



Aloe Vera Milk

Lait d'aloë vera

190 ml

Toutes peaux

pH 6,2

Lait en spray pour mains, visage et corps ; hydrate, nourrit et rafraîchit après le soleil.

Code **TNR282** · EAN 8684215702410



Orange Oil & Caffeine Body Care Gel

Gel corps huile d'orange et caféine

150 ml

Toutes peaux

pH 5,9

Aide à atténuer l'aspect de la cellulite et lisse visuellement la surface de la peau ; sensation de chaleur après application.

UTILISATION

Une fois par jour, en couche fine sur la zone concernée ; masser 8–10 minutes en cercles. Sensation de chaleur en 2–3 minutes.

Code **TNR166** · EAN 8684215701505



Extreme Moisturizer Serum

Sérum corps au collagène

150 ml

Toutes peaux

pH 6,6

Collagène et peptide soutiennent la sensation d'élasticité ; aide à atténuer l'aspect des vergetures.

UTILISATION

Une fois par jour, en couche fine sur la zone concernée (fesses, ventre, hanches, bras) ; masser 8–10 minutes en cercles.

Code **TNR164** · EAN 8682530267324



Post Laser Skin Care Cream 30 SPF

Crème de soin après laser

150 ml

Toutes peaux

pH 6

Après les séances de laser et d'IPL, apaise et hydrate la peau ; avec son SPF 30, aide à protéger des rayons UVA et UVB.

UTILISATION

Après une séance de laser ou d'IPL, appliquer trois fois par semaine sur la zone concernée.

Code **TNR104** · EAN 8682530263678



Whitening Cream

Crème unifiante pour le corps

75 ml

Toutes peaux

pH 5,8

Aide les irrégularités de teinte du corps à paraître plus uniformes ; hydrate.

Code **TNR099** · EAN 8680419061469



Anti Perspirant & Whitening Roll-On

Roll-on anti-transpirant

75 ml

Toutes peaux

pH 4,2

Roll-on anti-transpirant, avec des actifs qui aident l'aisselle à paraître plus uniforme.

UTILISATION

Si besoin, une fois par jour, en quantité suffisante sur les aisselles lavées et séchées.

Code **TNR210** · EAN 8682530268536



À DOMICILE

Série de soins spéciaux

Les deux mêmes produits en deux parfums : brume corps et lait à la kératine, en notes de jour et de nuit.

into the Daytime

Body Mist into the Daytime

Brume corps · jour

150 ml

Toutes peaux

Notes fraîches, douces, épicées et boisées, pour une journée de fraîcheur.

Code **TNR262** · EAN 8684215701673

Keratin Milk into the Daytime

Lait à la kératine · jour

200 ml

Tous cheveux

Lait de soin sans rinçage pour les longueurs et les pointes, aux notes de jour.

Code **TNR264** · EAN 8684215701697



into the Night

Body Mist into the Night

Brume corps · nuit

150 ml

Toutes peaux

Notes de bergamote, de feuille de violette et d'épices chaudes.

Code **TNR265** · EAN 8684215701642

Keratin Milk into the Night

Lait à la kératine · nuit

200 ml

Tous cheveux

Lait de soin sans rinçage pour les longueurs et les pointes, aux notes de nuit.

Code **TNR267** · EAN 8684215701666

À DOMICILE

Soin des pieds

Neuf produits à domicile pour les pieds, les ongles et les chaussures ; une solution cabine pour les peaux épaissies.



PIEDS ET CHAUSSURES



Pricto Foot Cleanser

Gel nettoyant pieds

100 ml

pH 5.6

Nettoie et purifie les pieds ; soufre, huile de cade et arbre à thé contribuent à l'hygiène des pieds.

Code **TNR192** · EAN 8682530268154

Foot Regeneration Propolis Cream

Crème pieds à la propolis

100 ml

pH 5.3

Soutient la barrière cutanée et hydrate ; adaptée au massage du soir des pieds fatigués.

Code **TNR197** · EAN 8682530268178



Anti Perspirant Foot Spray

Spray pieds anti-transpirant et anti-odeurs

100 ml

pH 4

Aide à réduire la transpiration et les mauvaises odeurs des pieds.

Code **TNR193** · EAN 8682530268147



Foot Corrector Cream

Crème pour talons

100 ml

Soin nourrissant et adoucissant pour talons secs, sujets aux craquelures.

Code **TNR196** · EAN 8682530268161

Hydra - Foot Moisturizer

Crème hydratante pieds

100 ml

pH 4.8

Hydrate et adoucit la peau sèche et durcie des pieds.

Code **TNR198** · EAN 8682530268185



Anti Odor Shoe Spray

Spray anti-odeurs pour chaussures

100 ml

pH 5.3

Aide à réduire les mauvaises odeurs des chaussures et des chaussons.

Code **TNR200** · EAN 8682530268130

ONGLES



Nail Care Solution

Solution de soin des ongles

20 ml

Soin de l'ongle et de son pourtour ; utilisé régulièrement, aide les ongles à paraître plus sains.

Code **TNR194** · EAN 8682530268048



Tea Tree Oil

Solution ongles à l'arbre à thé

20 ml

Huile d'arbre à thé et huile de cade pour le pourtour de l'ongle ; aide le lit de l'ongle à paraître bien entretenu.

Code **TNR199** · EAN 8682530268055



Keratin Nail Solution

Solution ongles à la kératine

20 ml

pH 7.23

Nourrit intensément les ongles cassants et les cuticules, les assouplit et leur donne un aspect lisse.

Code **TNR195** · EAN 8682530268031



Cuticle & Hard Skin Care Solution

Solution de soin cuticules et peaux dures

100 ml

En cabine

Toutes peaux

pH 13.5

Aide à nettoyer en douceur les cuticules durcies et les peaux épaissies, sans instrument coupant. Réservé à l'usage professionnel.

UTILISATION

Couche fine ; 5 minutes sur les cuticules, 5-10 minutes sur les peaux épaissies, puis rincer à l'eau et nettoyer.

Code **TNR261** · EAN 8684215701291



À DOMICILE

Soin capillaire

Deux shampoings, un sérum, une lotion.

Saw Palmetto Shampoo

Shampooing au palmier nain

250 ml Tous cheveux pH 5.5

Nettoie et apaise le cuir chevelu ; nourrit les cheveux et les aide à paraître plus forts et plus denses.

Code **TNR162** - EAN 8684215700171

Pricto Hair Shampoo

Shampooing cheveux gras et pellicules

250 ml Tous cheveux pH 5.5

Nettoie et apaise le cuir chevelu à tendance grasse et pelliculaire ; un cuir chevelu d'aspect plus sain.

Code **TNR168** - EAN 8684215700164

Bio-Hair Cocktail

Sérum nourrissant cheveux et sourcils

50 ml Tous cheveux pH 4.8

Procapil™ et vitamines nourrissent les racines ; aide cheveux et sourcils à paraître plus denses et plus forts.

UTILISATION

Le soir, masser 5–10 minutes sur le cuir chevelu, sans rincer. Convient aux séances de microneedling.

Code **TNR170** - EAN 8684127640152

Hexa Hair Complex

Lotion de soin du cuir chevelu

50 ml Tous cheveux pH 7.8

Pour le cuir chevelu à tendance grasse, pelliculaire ou sujet aux démangeaisons ; soin apaisant à l'arbre à thé et au romarin.

Code **TNR171** - EAN 8684215700096



À DOMICILE

Compléments alimentaires

Un café en poudre au guarana et un complément alimentaire au collagène.

Guarana Coffee

Café en poudre au guarana

50 x 2 g (100 g)

Café en poudre au guarana, à préparer chaud ou froid.

UTILISATION

Verser un sachet (2 g) dans une tasse d'eau ou de lait, chaud ou froid, et mélanger. Pendant la grossesse et l'allaitement, demander l'avis d'un médecin.

ACTIFS CLÉS

Guarana

Code **TNR098** - EAN 8682530262497

Hydrolyzed Collagen

Complément alimentaire au collagène

30 x 6 g

Complément alimentaire contenant du collagène de poisson hydrolysé (types 1 et 3), de l'acide hyaluronique et de la vitamine C.

UTILISATION

Adultes : un sachet par jour, dans un verre d'eau (200 ml).

ACTIFS CLÉS

Par sachet : 5 000 mg de collagène hydrolysé, 120 mg de vitamine C, 100 mg d'acide hyaluronique

Code **TNR252** - EAN 8684127640855

Les compléments alimentaires ne sont pas des médicaments et n'ont aucune visée curative ou préventive. Ne pas dépasser la dose journalière recommandée ; tenir hors de portée des enfants.

Produits par besoin

Pour un même besoin, les produits phares en cabine et à domicile, avec leur numéro de page. C'est un point de départ : votre esthéticienne adapte le soin à votre peau.

BESOIN	EN CABINE		À DOMICILE	
Hydratation et élasticité	Hydra Effect Serum	21	☐ Hyaluronic Acid Serum	64
	5 1 Hydro Boost Mask	24	☐ Moisturizer Facial Cream	57
	6 1 Moisturizer Facial Cream	27	☐ Exovance Tri-Active Complex Cream	55
Sébum et pores	1 4 BHA Cleanser Gel	13	☐ BHA Cleanser Gel	58
	Sebum Balance Serum	20	☐ Pore Minimizer & Sebum Balance Serum	66
	5 4 Deep Purifying Mask	24	☐ Deep Purifying Mask	58
Sensibilité	1 5 Herbal Cleansing Milk	13	☐ Herbal Cleansing Milk	61
	Calming Effect Serum	21	☐ Sensitive Soothing Mixture	61
	5 5 Sensitive Skin Mask	24	☐ Sensitive Soothing Moisturizer	61
Teint et aspect des taches	Radiance Serum	21	☐ Anti Mela Mixture	62
	BR-Enzyme Corrector Peel	41	☐ Mela White Moisturizer	62
	Protein Enzyme Contouring Mask Bilberry	37	☐ Whitening Serum	64
Peau mature	Pure Collagen Serum	21	☐ Improved Female Moisturizer	63
	Multi Function Serum	20	☐ Improved Female Mix	63
	Protein Enzyme Contouring Mask	37	☐ Bio Placenta Mixture	66
Protection solaire	Very High Protection Sun Cream SPF 50+	27	☐ Very High Protection Sun Cream 50+ SPF	73
			☐ Sun Shield 50+ SPF Sun Cream	73
			☐ Exovance Revitalizing CC Cream SPF 50+	55

En cabine et à domicile

Les six étapes en cabine et leurs équivalents dans les gammes à domicile. Le code indique la place du produit dans le catalogue.

	EN CABINE	SKIN COMFORT	ANTI OIL	ANTI SENSITIVITY	EXO VANCE	HYPER MELANOSE	SPECIAL FEMINAGE
1 Nettoyage	1 1 1 3 1 5 1 2 1 4	Hydrating Cleansing Gel	BHA Cleanser Gel	Herbal Cleansing Milk	Soft Hydra Cleansing Foam	—	Improved Female Cleanser
2 Peeling	2 1 2 3 2 2	Gentle Peeling Cream	Purifying Peel	—	—	—	—
3 Tonique	3 1 3 2	Hydrating Toner	Purifying Toner	Sensitive Toner	—	—	—
4 Sérum	4 1	—	—	Sensitive Soothing Mixture	Revitalizing Serum Radiance Eye Serum	Anti Mela Mixture	Improved Female Mix
5 Masque	5 1 5 4 5 2 5 5	Anti Pollution Mask	Deep Purifying Mask	Sensitive Skin Mask	—	—	—
6 Hydratation	6 1 6 2	Moisturizer Facial Cream Moisturizer Facial Cream	Alpha Sulphur Moisturizer Oil Free Humectant Moisturizer	Sensitive Soothing Moisturizer	Tri-Active Complex Cream Revitalizing CC Cream SPF 50+	Mela White Moisturizer	Improved Female Moisturizer

Plan des séances

Durées et plans de séances du livret des protocoles Tanura (2026). L'esthéticienne établit le plan selon l'état de la peau.

PROTOCOLE	DURÉE	SÉANCES	FRÉQUENCE	SAISON	PAGE
Soin classique	60 min	—	—	Toute l'année	28
Magic Magnetic Therapy	40 min	4–6	Toutes les 2 sem.	Toute l'année	22
Peaux grasses à tendance acnéique	30 min	6	Toutes les 2 sem.	Toute l'année	22
Sensitive Soothing Therapy	40 min	6	Toutes les 2 sem.	Toute l'année	22
Soin des yeux	30 min	6–8	Toutes les 2 sem.	Toute l'année	70
C4 Derma Shot	45 min	4	Tous les 20–30 jours	Toute l'année	32
C4 Derma Middle	50 min	4	Tous les 20–30 jours	Hiver	32
C4 Derma Peak	60 min	4	Tous les 20–30 jours	Hiver	32
Enzyme Therapy 1–2 · Berrylight · Algaelift	50 min	6–8	Toutes les 2 sem.	Toute l'année	36
Enzyme Therapy 3	60 min	6	Toutes les 2 sem.	Hiver	36
Astra Peel · Alpha Peel	40 min	2–4	Tous les mois	Hiver	38
Protocoles de peeling correcteur	20 min	6	Toutes les 2 sem.	Hiver	40
Protocoles masques peel-off	45 min	4–6	Toutes les 2 sem.	Toute l'année	42
Carboxy Skin Care	45 min	6	Chaque semaine	Toute l'année	44
Protocoles GSIS	45 min	6–8	Toutes les 2 sem.	Toute l'année	46
Cold Clay Body Sculpt	50 min	6–10	2 fois par semaine	Toute l'année	48
Soin aromatique relaxant	45 min	6–8	Chaque semaine	Toute l'année	51

Pour les protocoles C4, un soin d'entretien mensuel est conseillé après les quatre séances. Les protocoles aux acides s'appliquent en hiver ; toutes les séances se terminent par la protection solaire.

Questions fréquentes

Que signifient les numéros sur l'emballage ?

Le premier chiffre indique l'étape du soin, le second le produit de cette étape : 3-1 est le premier produit de la troisième étape (tonique). En cabine, l'ordre du soin suit ces numéros (p. 6).

La gamme cabine s'utilise-t-elle au quotidien ?

La gamme cabine et les protocoles experts sont réservés à l'usage professionnel. Pour le quotidien, les gammes à domicile reprennent les mêmes étapes (p. 52).

À quoi servent les valeurs de pH ?

Le pH indique l'acidité du produit : plus le chiffre est bas, plus l'effet acide est marqué. Pour les produits aux acides, il aide à planifier l'ordre et la durée d'application (p. 38).

Pourquoi finir par une protection solaire ?

Après les acides, le rétinol et les produits ciblant l'aspect des taches, la peau peut être plus sensible au soleil. C'est pourquoi les protocoles cabine comme la routine à domicile se terminent par une protection solaire (p. 72).

Par où commencer sur peau sensible ?

Par la gamme Anti Sensitivity (p. 60). Testez d'abord tout nouveau produit sur une petite zone ; si une rougeur ou une sensation de brûlure persiste, arrêtez l'utilisation.

Et si l'emballage diffère du catalogue ?

L'information de l'emballage fait foi. Ce catalogue a été établi avec les données produits d'octobre 2026 ; formules et emballages peuvent évoluer.

Quand commencer le soin à domicile ?

Sur les conseils de votre esthéticienne, dans les jours qui suivent la séance. Certains protocoles, comme C4, prévoient un plan de soin spécifique pour les premiers jours (p. 32).

Où se procurer Tanura ?

Auprès des instituts de beauté, des représentants régionaux et des distributeurs. Liste à jour : tanura.com.tr/fr/iletisim.

GUIDE DE LECTURE

3 1	Étape et produit : le premier chiffre est l'étape, le second le produit de cette étape.
Toutes peaux	Type de peau adapté.
En cabine	En cabine : réservé à l'usage professionnel.
Nouveau	Nouveau produit.
4 SÉRUM	Étape en cabine à laquelle correspond le produit à domicile.

500 ml	Format du produit.
pH 5.5	pH du produit.
À domicile	À domicile : pour le soin quotidien après la séance.
1 2 3 4 5 6	Étapes en cabine couvertes par une gamme à domicile.

Index des produits

158 produits par ordre de code. Le carré bleu marine signale les produits en cabine.

■ TNR001	Facial Cleansing Milk	750 ml	8680419060851	13	□ TNR041	Power Smooth Serum	30 ml	8680419064194	66
■ TNR002	Facial Cleansing Milk	750 ml	8680419061162	13	□ TNR043	BB Cream 30 SPF	30 ml	8680419061452	73
■ TNR003	Facial Cleansing Gel	750 ml	8680419061223	13	□ TNR044	Pore Cleaner Serum	50 ml	8680419061476	66
■ TNR004	Soft Peeling	500 ml	8680419061254	15	□ TNR049	Ozonized Olive Oil	30 ml	8680419061827	69
■ TNR005	Peeling Scrub	500 ml	8680419061261	15	■ TNR052	Aloe Vera Gel	400 ml	8680419061636	50
■ TNR006	Gel Peeling	500 ml	8680419061278	15	□ TNR055	Hand & Body Scrub Pomegranate Oil	250 ml	8680419064149	74
■ TNR007	Facial Tonic	750 ml	8680419061292	17	□ TNR057	Hand & Body Scrub Jasmine & Green Tea	250 ml	8680419064163	74
■ TNR008	Facial Tonic	750 ml	8680419061308	17	□ TNR058	Hand & Body Scrub Strawberry & Hibiscus	250 ml	8680419064170	74
■ TNR009	Serum Base Cream	500 ml	8680419061346	19	□ TNR061	Anti Freckles Cream	45 ml	8680419066822	69
■ TNR011	Stabilizer Mask	500 ml	8680419061360	24	□ TNR062	Anti Aging Cream	45 ml	8680419066839	69
■ TNR013	Moisturizer Facial Cream	500 ml	8680419061384	27	□ TNR072	Moisturizer Facial Cream	75 ml	8680419066853	57
■ TNR014	Moisturizer Facial Cream	500 ml	8680419061391	27	□ TNR073	Moisturizer Facial Cream	75 ml	8680419068680	57
□ TNR035	Vitamin C Serum	30 ml	8680419062107	64	□ TNR083	Silky Touch BB Cream BI 50+ SPF	50 ml	8680419060233	73
□ TNR037	Skin Collagen Serum	30 ml	8680419063906	64	□ TNR084	Silky Touch BB Cream B2 50+ SPF	50 ml	8680419060240	73
□ TNR038	Whitening Serum	30 ml	8680419063913	64	□ TNR086	Eyelash & Eyebrow Care Oil	10 ml	8680419061421	70
□ TNR039	Hyaluronic Acid Serum	30 ml	8680419062480	64	■ TNR087	Orange Oil & Caffeine Body Care Gel	500 ml	8682530260202	50
□ TNR040	Eye Contour Serum	30 ml	8680419063920	70	■ TNR089	AquaSolution GSIS H %15	5 × 8 ml	8682530261766	47

□ TNR098	Guarana Coffee	50 × 2 g (100 g)	8682530262497	81	□ TNR170	Bio-Hair Cocktail	50 ml	8684127640152	80
□ TNR099	Whitening Cream	75 ml	8680419061469	75	□ TNR171	Hexa Hair Complex	50 ml	8684215700096	80
□ TNR100	Very High Protection Sun Cream 50+ SPF	75 ml	8682530262640	73	■ TNR172	Pumpkin Pulp Corrector Peel	100 ml	8684215700218	41
□ TNR101	Medi Cream	75 ml	8682530262633	69	□ TNR174	Bio Placenta Mixture	30 ml	8684215700041	66
□ TNR104	Post Laser Skin Care Cream 30 SPF	150 ml	8682530263678	75	■ TNR175	BR-Enzyme Corrector Peel	100 ml	8684127640282	41
□ TNR150	Skin Collagen Cream	45 ml	8682530265986	69	■ TNR176	Bio Cell Corrector Peel	100 ml	8684127640107	41
■ TNR151	AquaSolution GSIS H %7,5	5 × 8 ml	8682530266006	47	□ TNR177	Alpha Sulphur Moisturizer	100 ml	8684127640183	58
■ TNR153	Mineral Magnetic Mask	150 g	8684215700133	25	■ TNR178	Deep Purifying Mask	250 ml	8682530265788	24
□ TNR154	BHA Cleanser Gel	150 ml	8684127640343	58	□ TNR180	Sensitive Soothing Mixture	50 ml	8684127640329	61
■ TNR155	Skin Prep Solution	50 ml	8684215700904	38	□ TNR181	Sensitive Soothing Moisturizer	100 ml	8684127640367	61
■ TNR157	Retinoid Solution	50 ml	8682530265801	38	□ TNR182	Sensitive Skin Mask	100 ml	8684215700089	61
■ TNR158	Alpha Peel	50 ml	8684127640275	38	■ TNR183	Sensitive Skin Mask	250 ml	8684127640992	24
■ TNR159	Astra Peel	50 ml	8684215700034	38	□ TNR184	Improved Female Moisturizer	45 ml	8684215700126	63
■ TNR160	BHA Cleanser Gel	500 ml	8684215701482	13	□ TNR185	Improved Female Mix	50 ml	8684215700119	63
■ TNR161	Skin Neutralizing Solution	150 ml	8684215700195	41	□ TNR186	Improved Female Cleanser	150 ml	8684215700102	63
□ TNR162	Saw Palmetto Shampoo	250 ml	8684215700171	80	■ TNR188	Herbal Cleansing Milk	500 ml	8684215700027	13
□ TNR164	Extreme Moisturizer Serum	150 ml	8682530267324	75	□ TNR189	Herbal Cleansing Milk	150 ml	8684127640190	61
□ TNR166	Orange Oil & Caffeine Body Care Gel	150 ml	8684215701505	75	□ TNR192	Pricto Foot Cleanser	100 ml	8682530268154	79
□ TNR167	Purifying Peel	60 pièces	8684215700201	58	□ TNR193	Anti Perspirant Foot Spray	100 ml	8682530268147	79
□ TNR168	Pricto Hair Shampoo	250 ml	8684215700164	80	□ TNR194	Nail Care Solution	20 ml	8682530268048	79
□ TNR169	Retinoid Pads	60 pièces	8684215700317	66	□ TNR195	Keratin Nail Solution	20 ml	8682530268031	79

□ TNR196	Foot Corrector Cream	100 ml	8682530268161	79	■ TNR236	Pure Collagen Serum	50 × 2 ml	8682530269502	21
□ TNR197	Foot Regeneration Propolis Cream	100 ml	8682530268178	79	□ TNR237	Hydrating Cleansing Gel	150 ml	8682530269403	57
□ TNR198	Hydra - Foot Moisturizer	100 ml	8682530268185	79	□ TNR238	Hydrating Toner	100 ml	8682530269410	57
□ TNR199	Tea Tree Oil	20 ml	8682530268055	79	□ TNR239	Gentle Peeling Cream	100 ml	8682530269427	57
□ TNR200	Anti Odor Shoe Spray	100 ml	8682530268130	79	□ TNR240	Anti Pollution Mask	100 ml	8682530269434	57
□ TNR204	Oil Free Humectant Moisturizer	100 ml	8684215700157	58	■ TNR241	Oxygen Mask	100 ml	8682530269397	25
□ TNR205	SOD Anti Radical Mixture	30 ml	8684215700898	66	■ TNR244	CO ₂ Plus+ Carboxy Therapy Mask	20 pièces	8682530269281	44
□ TNR206	B-Circadin Mixture	30 ml	8684215700010	65	■ TNR246	Protein Enzyme Contouring Mask	75 g	8682530269922	37
□ TNR207	Dragon Blood Mix	30 ml	8684127640046	65	■ TNR247	Prebiotic & Enzyme Deep Cleanser	120 g	8682530269915	37
□ TNR208	Sun Shield 50+ SPF Sun Cream	50 ml	8682530268321	73	□ TNR252	Hydrolyzed Collagen	30 × 6 g	8684127640855	81
□ TNR209	Aloe Vera Gel	100 ml	8682530268338	75	■ TNR261	Cuticle & Hard Skin Care Solution	100 ml	8684215701291	79
□ TNR210	Anti Perspirant & Whitening Roll-On	75 ml	8682530268536	75	□ TNR262	Body Mist into the Daytime	150 ml	8684215701673	76
□ TNR212	Anti Mela Mixture	30 ml	8684127640015	62	□ TNR264	Keratin Milk into the Daytime	200 ml	8684215701697	76
□ TNR213	Mela White Moisturizer	45 ml	8684127640022	62	□ TNR265	Body Mist into the Night	150 ml	8684215701642	77
□ TNR229	Deep Purifying Mask	100 ml	8682530266518	58	□ TNR267	Keratin Milk into the Night	200 ml	8684215701666	77
■ TNR230	Multi Function Serum	50 × 2 ml	8682530269489	20	■ TNR269	C4 Black Peel Set	—	8684215701819	33
■ TNR231	Energizing Serum	50 × 2 ml	8682530269441	20	■ TNR270	C4 Black Calming Paper Mask	20 × 15 g	8684215701826	34
■ TNR232	Sebum Balance Serum	50 × 2 ml	8682530269496	20	■ TNR271	C4 Black Cleanser	90 g	8684215701727	34
■ TNR233	Calming Effect Serum	50 × 2 ml	8682530269458	21	■ TNR272	C4 Black Facial Toner	200 ml	8684215701789	34
■ TNR234	Hydra Effect Serum	50 × 2 ml	8682530269465	21	■ TNR273	C4 Black Carbon Peel Powder	75 g	8684215701710	34
■ TNR235	Radiance Serum	50 × 2 ml	8682530269472	21	■ TNR274	C4 Black Extreme Serum	50 × 2 ml	8684215701802	35

■ TNR275	C4 Black Moisturizer Mask	150 ml	8684215701703	35	■ TNR315	Herbal Body Massage Oil	320 ml	8684215702861	51
■ TNR276	C4 Black Aminoluxe Moisture	150 ml	8684215701796	35	■ TNR347	Hydro Boost Mask	250 ml	—	24
□ TNR278	Pore Minimizer & Sebum Balance Serum	30 ml	8684215701888	66	□ TNR348	Hand & Body Scrub Lavender	250 ml	8684215703325	74
■ TNR279	Aromatique Massage Gel	200 ml	8684215701994	51	■ TNR349	Herbal Ice Clay	150 g	8684215703387	48
■ TNR280	Pore Cleaner Mask	165 g	8684215702007	15	■ TNR350	Body Firming Gel	250 ml	8684215703431	48
□ TNR282	Aloe Vera Milk	190 ml	8684215702410	75	■ TNR351	Thermo Sculpt Gel	250 ml	8684215703424	48
■ TNR283	Very High Protection Sun Cream SPF 50+	300 ml	8684215702427	27	■ TNR352	Body Firming Massage Oil	250 ml	8684215703448	48
□ TNR284	Very High Protection Sun Spray 50+ SPF	150 ml	8684215702434	73	■ TNR364	CO ₂ Plus+ Carboxy Smart Spray	120 ml	—	44
□ TNR286	Sensitive Toner	100 ml	8684215702441	61	■ TNR365	CO ₂ Plus+ Carboxy Cleanser Gel	120 ml	—	44
□ TNR287	Purifying Toner	100 ml	8684215702458	58	■ TNR366	CO ₂ Plus+ Carboxy Activator Gel	500 ml	—	44
■ TNR291	Spirulina Mask	21 g	8684215702618	42	■ TNR367	CO ₂ Plus+ Carboxy Cream Mask	150 ml	—	44
■ TNR292	Bilberry Mask	21 g	8684215702625	42	□ TNR369	Dark Circle Eye Cream	15 ml	—	70
■ TNR293	Dragon Mask	21 g	8684215702632	42	□ TNR370	Dark Circle Eye Mix	10 ml	—	70
■ TNR294	Activator Gel	90 g	8684215702649	43	■ TNR401	Spirulina Serum	50 × 2 ml	8684215704179	37
■ TNR295	Prebiotic Enzyme Deep Cleanser Bilberry	120 g	8684215702656	37	■ TNR402	Bilberry Serum	50 × 2 ml	8684215704162	37
■ TNR296	Protein Enzyme Contouring Mask Bilberry	75 g	8684215702663	37	□ TNR412	Exovance Soft Hydra Cleansing Foam	150 ml	—	55
□ TNR297	Bilberry Serum	30 ml	8684215702670	65	□ TNR413	Exovance Revitalizing Serum	20 ml	—	55
■ TNR298	Prebiotic & Enzyme Deep Cleanser Spirulina	120 g	8684215702687	37	□ TNR414	Exovance Tri-Active Complex Cream	50 ml	—	55
■ TNR299	Protein Enzyme Contouring Mask Spirulina	75 g	8684215702694	37	□ TNR415	Exovance Radiance Eye Serum	10 ml	—	55
□ TNR300	Spirulina Serum	30 ml	8684215702700	65	□ TNR416	Exovance Revitalizing CC Cream SPF 50+	30 ml	—	55



MENTIONS LÉGALES

Catalogue produits Tanura 2026

Français · octobre 2026

NORM BITKİSEL ÜRÜNLER PAZ. SAN. TIC. LTD. ŞTİ.

SIÈGE

Zümrütevler Mh. Nil Cd. İnanc Sk. No:55 Aras İş Merkezi,
Maltepe, İstanbul

SITE DE PRODUCTION

Mecidiye Mah. Selçuk Cad. No:85, Sultanbeyli, İstanbul

TÉLÉPHONE

+90 216 399 41 34 · WhatsApp +90 553 513 11 23

E-MAIL

info@tanura.com.tr · export@tanura.com.tr

WEB

tanura.com.tr · Instagram @tanura_cosmetics

SOURCES

Les informations produits proviennent des emballages, du catalogue Tanura 2026 (avril), du livret des protocoles Tanura (2026) et des fiches produits de tanura.com.tr (octobre 2026). En cas de divergence entre les sources, l'emballage fait foi.

NOTE

Les produits cosmétiques n'ont aucune visée curative ; les descriptions portent sur l'apparence de la peau et le soin. Les compléments alimentaires ne sont pas des médicaments.

Police de caractères : Urbanist (SIL Open Font License 1.1).

L'IA a contribué à la réalisation des visuels.

Contact

Produits, formations, partenariats : écrivez ou appelez l'équipe Tanura. La liste à jour des représentants régionaux et des distributeurs est en ligne.

SIÈGE

Zümrütevler Mh. Nil Cd. İnanc Sk. No:55 Aras İş Merkezi, Maltepe, İstanbul

TÉLÉPHONE

+90 216 399 41 34 · WhatsApp +90 553 513 11 23

WEB

tanura.com.tr · Instagram @tanura_cosmetics

SITE DE PRODUCTION

Mecidiye Mah. Selçuk Cad. No:85, Sultanbeyli, İstanbul

E - MAIL

info@tanura.com.tr · export@tanura.com.tr



Instagram · Facebook tanura_cosmetics

Tel: +90 216 399 41 34

www.tanura.com.tr

NORM KOZMETİK PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

Mecidiye Mah. Selçuk Cad. No:85 D:1, 34930 Sultanbeyli / İstanbul

Tel: +90 216 399 41 31 · info@normkozmetik.com.tr · www.normkozmetik.com.tr

MERSİS No: 0537054258100011 · Ticaret Sicil No: 918425 (İstanbul)